


画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

3. 製造企業ログイン画面

製造企業ログイン画面

製造企業ログイン画面

- ① ユーザー名・パスワードを入力します。
- ② 確認ボタンを押下します。
- ③ 添付文書一覧画面に遷移します。



画面操作手引書		システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
						更新日		更新者	

4-1. 添付文書一覧画面 (画面説明)

名称
リソース名

- 添付文書一覧
添付文書情報の一覧を表示します。
- ① ステータスを選択できます。
- ② ②の条件で表示データを絞ります。
- ④ 添付文書管理コード一覧画面を表示します。
- ⑤ 添付文書を確認することができます。
- ⑥ 現在可能な処理のボタンが表示されます。
- ⑦ 添付文書の状態を表示します。
- ⑧ ログアウトします。

- ステータスの色分け
赤：改訂指示 (現在は使用できません。)
青：処理済のもの
緑：処理中のもの

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

4-1. 添付文書一覧画面 (画面遷移)

添付文書の状態により処理ボタンが異なります。

	整理	状態
公開中	① 更新 ⑥ 削除	公開中 [2004/01/14]
体裁保留中	② 体裁確認 ⑦ 削除	体裁保留
体裁確認済	③ 公開 ⑦ 削除	体裁確認済
公開待ち	④ 取消	公開待ち [2004/01/16]
削除待ち	⑤ 取消	削除待ち [2004/01/16]
削除済	① 更新	削除済 [2003/12/24]

新規掲載 ⑧

名称	リソース名
----	-------

・添付文書一覧
添付文書情報の一覧を表示します。

- ① 更新依頼画面に遷移します。
・更新を行いません。
- ② 体裁確認画面に遷移します。
・一般公開した場合の体裁を確認します。
- ③ 公開画面に遷移します。
・日付指定で一般公開します。
- ④ 公開待ち取消画面に遷移します。
・データの公開待ちを取消します。
・取り消しを行なうと体裁確認済と同じ扱いになります。
- ⑤ 公開削除取消画面に遷移します。
・一般公開データを取消します。
- ⑥ 公開削除画面に遷移します。
・一般公開データを日付指定で削除します。
- ⑦ 削除画面に遷移します。
・処理中 (体裁保留又は体裁確認済) のデータを削除します。
- ⑧ 新規掲載依頼画面に遷移します。
・添付文書の新規登録を行いません。

『コード変更』の場合は、削除のみ出来ます。

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

5. 担当者情報変更画面

企業情報変更画面




企業情報変更画面

- ① 企業情報を入力します。
- ② 確認ボタンを押下します。
エラーがない場合、確認画面が表示されます。

確認画面

- ③ 反映ボタンを押下します。


「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。



画面操作手引書		システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
						更新日		更新者	

6-1. 掲載依頼画面 (新規)

掲載依頼画面



掲載依頼画面

- ① ファイルを選択します。
 SGMLファイル：1つ
 PDFファイル：1つ
 画像ファイル (GIF/JPEG)：複数
- 《参照》
 参照ボタン押下により参照画面が表示されます。
 詳細は別ページ

- 《削除》
 削除ボタン押下により、リストから削除します。

- ② 掲載ボタンを押下します。
 確認結果画面が表示されます。

確認結果画面

エラーがある場合はエラー内容が表示されます。


- ③ 次へボタンを押下します。
 体裁確認画面に遷移します。

「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

6-2. 掲載依頼画面 (更新)

掲載依頼画面



結果確認画面



掲載依頼画面

- ①ファイルを選択します。
 S G M Lファイル: 1つ
 P D Fファイル: 1つ
 画像ファイル (GIF/JPEG) : 複数
- 《参照》
 参照ボタン押下により参照画面が表示されます。
 詳細は別ページ
- 《削除》
 削除ボタン押下により、リストから削除します。

- ②掲載ボタンを押下します。
 確認結果画面が表示されます。

確認結果画面


- エラーがある場合はエラー内容が表示されます。
- ③次へボタンを押下します。
 体裁確認画面に遷移します。

「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。

画面操作手引書		システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
						更新日		更新者	

6-3. 掲載依頼画面 (参照方法)

掲載依頼画面



掲載依頼画面

① 参照ボタンを押下します。

ファイル参照画面

② 参照ボタンを押下します。

ダイアログボックス

③ 添付したいファイルを選択します。


ファイル参照画面

④ 添付ファイルを追加ボタンを押下します。

選択したファイルを追加して掲載依頼画面に戻ります。

④' 掲載依頼画面に戻るボタンを押下します。
参照作業を中止し、掲載依頼画面に戻ります。


ファイル参照画面



画面操作手引書	システム名	医療用情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

7. 体裁確認画面

体裁確認画面




体裁確認画面

- ① 体裁を確認します。
- ② OKボタンを押下します。
確認を終了し、一般公開依頼画面に遷移します。
- ③ 保留ボタンを押下します。
確認は保留となり、一覧画面に戻ります。

画面操作手引書		システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
						更新日		更新者	

8. 一般公開依頼画面

一般公開依頼画面



一般公開依頼画面

- ①公開日付を選択します。
- ②一般公開ボタンを押下します。
処理完了画面が表示されます。
指定した日付に添付文書が公開されます。


処理完了画面

- ③一覧へ戻るボタンを押下します。

「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。

※ここから添付文書情報の確認が出来ます。→クリック

「クリック」：押下すると添付文書が表示されます。




処理完了画面

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

9. 一般公開削除依頼画面

一般公開削除依頼画面



一般公開削除依頼画面


①削除理由を入力します。

②次へボタンを押下します。
内容確認画面が表示されます。

内容確認画面
削除日付と削除理由が表示されます。

②一般公開削除ボタンを押下します。
処理完了画面が表示されて一般公開から削除されます。


「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。



内容確認画面

※ここから添付文書情報の確認が出来ます。→クリック

「クリック」：押下すると添付文書が表示されます。




処理完了画面

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

10. 一般公開削除待ち取消依頼画面

一般公開削除待ち取消依頼画面




処理完了画面

③一覧へ戻るボタンを押下します。

「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。


※ここから添付文書情報の確認が出来ます。→クリック

「クリック」：押下すると添付文書が表示されます。



画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

11. 一般公開待ち取消依頼画面
 一般公開待ち取消依頼画面




一般公開待ち取消依頼画面
 ①取消ボタンを押下します。
 処理完了画面が表示されます。
 一般公開実行処理が取消されます。

処理完了画面
 ③一覧へ戻るボタンを押下します。

「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。

※ここから添付文書情報の確認が出来ます。→[クリック](#)

「クリック」：押下すると添付文書が表示されます。




処理完了画面

画面操作手引書		システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
						更新日		更新者	

12. データ削除画面

データ削除画面



データ削除画面

- ①削除ボタンを押下します。
処理完了画面が表示されます。
選択データが削除されます。


処理完了画面

- ③一覧へ戻るボタンを押下します。

「一覧へ戻るボタン」：押下すると一覧画面へ戻ります。

※ここから添付文書情報の確認が出来ます。→[クリック](#)

「[クリック](#)」：押下すると添付文書が表示されます。




処理完了画面

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

13. 照会画面


照会画面



照会画面

①添付文書が表示されます。
掲載取消予定などがある場合、下に表示されます。

画面操作手引書		システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
14. ステータス遷移図						更新日		更新者	



※非公開のまま3ヶ月以上経過すると、自動的に削除されます。

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	
15-1. ファイル掲載メッセージ								
<p>ファイル選択画面エラーメッセージ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ファイルが読み込まないとき ファイルが読み込まれません。 ・ファイルの拡張子が違うとき ファイル名に拡張子がありません。 このファイルはSGMLファイルではありません。 このファイルはPDFファイルではありません。 このファイルは画像ファイルではありません。 SGMファイル名の拡張値が大文字です、小文字にして下さい。 SGMLファイル名を参照してください。 ・ファイル名が違うとき ログインしている企業コードと、ファイル名の企業コードが違います。 ・ファイルサイズが大きすぎるとき ファイルサイズが大きすぎます、1MB以内にして下さい。 SGM+画像ファイルの合計サイズが大きすぎます、1MB以内にして下さい。 ・その他 このファイルは既に追加されています。 削除するファイルを選択して下さい。 不正なファイル名です。 								

画面操作手引書		システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
15-2. ファイル掲載メッセージ									
掲載ボタンをクリック後のエラーメッセージ									
<pre> /* ***** */ /* 添付文書SGMLファイルがSJIS以外ならエラーとする。 /* ***** */ このSGMLは + "判別不可能な" + "コードで作成されています、SJISコードに変換してください。" このSGMLは + "JIS" + "コードで作成されています、SJISコードに変換してください。" このSGMLは + "EUC" + "コードで作成されています、SJISコードに変換してください。" このSGMLは + "EUCかJIS" + "コードで作成されています、SJISコードに変換してください。" このSGMLは + "EUCかSJIS" + "コードで作成されています、SJISコードに変換してください。" このファイルはSGMLファイルではありません。 ***** /* 添付文書で使用しているイメージ等のファイル名を全て取得する。 ***** SGMLファイルが見つかりません。 SGMLファイル中に不正なファイル名の定義があります。 SGMファイル内の画像 (!ENTITY) の指定が重複しています。 ***** /* ダウンロードタグチェック ***** ダウンロード開始タグ(Download)が見つかりませんでした。 ダウンロード終了タグ(Download)が見つかりませんでした。 ダウンロード開始タグ(Download-file)が見つかりませんでした。 ダウンロード終了タグ(Download-file)が見つかりませんでした。 ダウンロードタグ中の(detail)が見つかりませんでした。 ダウンロードタグ中の(detail)が見つかりませんでした。 ***** /* 使用していないファイルをチェック ***** ・このPDFファイル (+ pdf_file + ")は使用されていません。" ・この画像ファイル (+ grp_file + ")は使用されていません。" ***** /* 文書内 添付文書番号 & 会社識別コードコードチェック ***** 会社識別コード開始タグ(Company-identifier)が見つかりませんでした。 会社識別コード終了タグ(Company-identifier)が見つかりませんでした。 会社識別コード見出し終了タグ(variablelabel)が見つかりませんでした。 会社識別コードが見つかりませんでした。 SGML添付文書内の会社識別コードが、ログイン企業コードと一致していません。(code = ' + tag_item + "')" 添付文書番号開始タグ(Package-insert-no)が見つかりませんでした。 添付文書番号終了タグ(Package-insert-no)が見つかりませんでした。 添付文書番号見出し終了タグ(variablelabel)が見つかりませんでした。 添付文書番号が見つかりませんでした。 SGML添付文書内の添付文書番号が、ファイル名の添付文書番号と一致していません。 </pre>									
更新日									

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	
15-2. ファイル掲載メッセージ <pre> /***** /* 公開前添付文書のバージョンチェック /***** ・この添付文書は、更新出来る添付文書ファイルではありません。 ・添付文書テーブルが参照できません。 /***** /* 画像ファイルの存在をチェック /***** /* S G M L 添付文書内で指定の画像ファイルが見つかりません。(File Name = + grp_file.get(i) + ")” /***** /* S G M L o r P D F ダウンロードタグのチェック /***** /* ダウンロードタグ (S G M) がみつかりません。 /* ダウンロードタグ (S G M) ファイル名と添付文書ファイル名が一致しません。 /* ダウンロードタグ (P D F) ファイル名と添付 P D F ファイル名が一致しません。 /* ダウンロードタグ検索の異常終了。 /***** /* S G M の画像 T A G ファイル名と実ファイル名チェック /***** /* 画像タグ 終了タグが見つかりませんでした。 /* 画像 (E N T I T Y) で指定の画像ファイルが使用されています。(File Name = + grp_file.get(i) + ")” /* 画像 (g r a p h i c) で指定の画像ファイルが宣言されています。(File Name = + grp.get(j) + ")” /***** /* 半角カタカナ、外字などのキャラクタのチェックを行う /***** /* S G M L 添付文書内に半角カタカナが使用されています。 /* S G M L 添付文書内に外字コードが使用されています。 </pre>								

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

15-2. ファイル掲載メッセージ

```

/*****
/* クラス分類チェック
/*****
/*****
/* クラス分類開始タグ (Classification)が見つかりません。
/* クラス分類終了タグ (/Classification)が見つかりません。
/* クラス分類終了タグ (/Composition-article-classification)が見つかりません。
/* クラス分類終了タグ (/Accessories-classification)が見つかりません。
/* クラス分類中の特定保守管理医療機器の識別(Discernment-of-maintenance-installation)が見つかりません。
/* クラス分類中の生物由来等の識別(Discernment-of-the-living-thing-origin-etc)が見つかりません。
/* クラス分類中のコードタグ (item)が異常です。 item =
/* クラス分類中の修理区分タグ (detail)が異常です。 detail =
/* クラス分類中のコード (item)に入力がありません。
/* クラス分類中の特定保守管理医療機器の識別(Discernment-of-specific-medical-devices)に入力がありません。
/* クラス分類中の保守据付の識別(Discernment-of-maintenance-installation)に入力がありません。
/* クラス分類中の生物由来等の識別(Discernment-of-the-living-thing-origin-etc)に入力がありません。

/* クラス分類中のコード (item)に不正な値が入力されています。
コード =

/* クラス分類中の修理区分 (detail)に不正な値が入力されています。 );
修理区分 =

/* クラス分類中のコード (item)と特定保守管理医療機器の識別(Discernment-of-specific-medical-devices)の整合性があつていません。 );
コード =
特定保守管理医療機器の識別 = .....クラス分類中のコード (item)と保守据付の識別(Discernment-of-maintenance-installation)の整合性があつていません。 );

/* 特定保守管理医療機器の識別 =
/* 特定保守管理医療機器の識別 =
保守据付の識別 =

/* クラス分類中のコード (item)と生物由来等の識別(Discernment-of-the-living-thing-origin-etc)の整合性があつていません。 );
コード =
特定保守管理医療機器の識別 =
保守据付の識別 =
生物由来 =

/*****
/* 発生チェック
/*****
取扱い上の注意(記録の保存) (Preservation-of-record)取得に失敗しました。
取扱い上の注意(記録の保存) (Preservation-of-record)のパラメータ値が不正です。

/*****
/* 一般的名称チェック
/*****
一般的名称の取得に失敗しました。(General-Name)タグ内にテキストが入力がありません。
一般的名称の取得に失敗しました。(General-Name)タグ内にテキストが入力がありません。

```

画面操作手引書	システム名	医療用具情報提供システム	サブシステム名	添付文書掲載	作成日	2004/2/1	作成者	島内
					更新日		更新者	

15-2. ファイル掲載メッセージ

```

/*****
/* 承認番号の取得
/*****
承認番号 開始タグ(Approvaletc)が見つかりませんでした。
承認番号 終了タグ(Approvaletc)が見つかりませんでした。
承認番号 開始タグ(Composition-article)が見つかりませんでした。
承認番号 終了タグ(Composition-article)が見つかりませんでした。
承認番号 開始タグ(Accessories)が見つかりませんでした。
承認番号 終了タグ(Accessories)が見つかりませんでした。

承認番号 開始タグ(Brand-code)が見つかりませんでした。
承認番号 終了タグ(Brand-code)が見つかりませんでした。
承認番号のサイズが異常です CODE =

/*****
/* 販売名の取得
/*****
販売名 開始タグ(Approval-brand-name)が見つかりませんでした。
販売名 終了タグ(Approval-brand-name)が見つかりませんでした。
販売名タグ内(Approval-brand-name)の販売名(detail)が見つかりませんでした。
販売名タグ内(Approval-brand-name)の販売名(detail)が見つかりませんでした。
テキスト入力されていない販売名が存在します。
販売名の長さ異常です、最大80Byteまでです

/* ファイル名と SGMML 内の承認番号の一致をチェック
/*****
添付文書ファイル中の承認番号とファイル名の承認番号が一致しません。
(ファイル名中のコード[ + tmp + "] SGMML 中の最小承認番号[" + theForm.getj_codeS() + "]”

/*****
/* 順序番号の半角チェック
/*****
シリアル番号：終了タグなし
順序番号に全角文字があります。 - “. ” + code + “. ”

/*****
/* 1. 企業コードチェック
/* 2. 承認番号の妥当性チェック
/*****
・添付文書ファイル中の承認番号確認
添付文書ファイル名の中に含まれる承認番号が承認番号マスタに見つかりません(CODE = ' + br_code.get(i) + ")”
承認番号マスタに登録されていると企業コードと一致しません(CODE = ' + br_code.get(i) + ")”
この承認番号は暫定コードです。(CODE = ' + br_code.get(i) + ")”
この承認番号は旧コードです。(CODE = ' + br_code.get(i) + ")”

```