

資料 1 : 添付文書の DTD

<!-- The DTD issued by Organization of the Ministry of Health, Labour and Welfare (mhlw).
 Copyright 2004 Organization of the Ministry of Health, Labour and Welfare (mhlw).
 このDTDを使用する場合には、上記の著作権通知およびこのパラグラフがすべてのコピーに現われれば、
 The Metadata DTDおよびそれに付随するトキエメンションを任意の目的で使用して、複写、修正、
 かつ分配する許可を、無償で永久に与えられます。 -->

Version 0.998 Sep 8, 2003
 Version 0.985 2003/12/12
 Version 0.986 2003/12/24
 Version 0.99 2004/01/14
 Version 0.991 2004/01/15
 Version 0.992 2004/01/20
 Version 1.00 2004/05/10
 Version 1.01 2004/06/22 2004/07/15
 Version 1.02 2004/08/26
 Version 1.03 2004/12/01
 Version 1.10 2004/12/20 2005/02/18

<!-- Define notations for graphics and non-SCML formats -->

<NOTATION WMF PUBLIC
 +//ISBN 0-7923-9432-1::Graphic Notation//NOTATION
 Microsoft Windows Metafile//EN">

<NOTATION BMP PUBLIC
 +//ISBN 0-7923-9432-1::Graphic Notation//NOTATION
 Microsoft Windows Bitmap//EN">

<NOTATION GIF SYSTEM>

<NOTATION JPG SYSTEM>

<!-- Entities

=====
 <!-- Entities
 =====>>>

<!-- データに対する文字色の設定
 black ::: 黒色 green ::: 緑色 blue ::: 青色
 red ::: 赤色 yellow ::: 黄色
 デフォルトは、黒色

<ENTITY % color.att "color (black|red|green|blue|yellow) black" >

<!-- 罫線枠に対する色の設定
 black ::: 黒色
 rd ::: 赤色
 デフォルトは、黒色

<ENTITY % boxcolor.att "boxcolor (black|rd) black" >

<!-- serialnoに対する表示有無の設定
 on ::: 表示
 off ::: 非表示
 デフォルトは、表示

<ENTITY % onoff.att "onoff (on|off) on" >

```

<!-- variablelabelに対する表示有無の設定
on ... 表示
off ... 非表示
デフォルトは、表示 -->
<ENTITY % labeloff. att "on|switch (on|off) off" >

<!-- 文字に対する文字下線の設定
none ... 文字下線の設定なし
below ... 文字下線
center ... 文字の中線
upper ... 文字上部への線
wave ... 文字への波下線
デフォルトは、文字下線の設定なし -->
<ENTITY % line. att "linetype (none|below|center|upper|wave) none" >

<!-- 文字のスタイルに関する設定
std ... 普通
bold ... 太字
italic ... 斜体
bolditalic ... 太字斜体
デフォルトは、普通 -->
<ENTITY % charfmt. att "charfmt (std|bold|italic|bolditalic) std" >

<!-- 罫線枠に関する設定
yes ... 罫線枠あり
no ... 罫線枠なし
デフォルトは、罫線枠なし -->
<ENTITY % boxline. att "boxline (yes|no) no" >

<!-- 文字サイズに関する設定
6ポイントから20ポイントまでを指定する。 -->
<ENTITY % fntsize. att "fntsize (6|8|10|12|14|16|18|20) 8" >

<!-- Use the lang attribute to indicate the language of an elements
-- content via an ISO 639 language code.
-- データがどの国の言語で表示されているかに関する設定
-- 国別識別記号として ICH で推奨している ISO 639 を使用する
-- 日本語の場合は、lang="ja" となる。
<ENTITY % lang. att "lang CDATA #IMPLIED" >

<!-- 表用 RowSpan設定 -->
<ENTITY % rspan. att "rspan (0001|0002|0003|0004|0005|0006|0007|0008|0009|0010|
0011|0012|0013|0014|0015|0016|0017|0018|0019|0020|
0021|0022|0023|0024|0025|0026|0027|0028|0029|0030) 0001" >

<!-- 表用 ColSpan設定 -->
<ENTITY % cspan. att "cspan (001|002|003|004|005|006|007|008|009|010|
011|012|013|014|015|016|017|018|019|020|
021|022|023|024|025|026|027|028|029|030) 001" >

<!-- 表用 Align設定 -->
<ENTITY % align. att "align (left|right|center) left" >
<ENTITY % valign. att "valign (top|middle|bottom) middle" >

<!-- 公開用ファイルの種別
pdf ... PDFファイル
sgml ... SGMLファイル
-->
<ENTITY % ext. att "ext (pdf|sgml) #REQUIRED" >

<ENTITY % chemelm "#PCDATA|div|nom|den|sup|sub|br">
<ENTITY % charatt "#PCDATA|bold|italic|under|han|gai|ji|div|nom|den|sup|sub|chem|br">

```

```

<!ENTITY % c.data "(#PCDATA | chem | chr | graphic | br | tblock | Url)*" >
<!-- DTD パターンの置き換え -->
<ENTITY % details "(serialno, item?, detail?, tblock?)" >
<ENTITY % itemdetails "(item?, detail?, tblock?)" >
<ENTITY % serialdetails "(serialno, detail?, tblock?)" >
<ENTITY % tblocks "(serialno, tblock?)" >
<ENTITY % detailandlow "(lowsubitem?)" >
<ENTITY % detailandlows "(detail?, %detailandlow)" >
<ENTITY % itemandlow "(itemdetails, lowsubitem?)" >
<ENTITY % itemandlows "(itemandlow)" >
<!-- 化学式用文字スタイル -->
<ELEMENT chem -- (%chemel)* >
<ELEMENT div -- (nom, den) -- 分数表現 -->
<ELEMENT nom -- (%chemel)* -- 分子の式 -->
<ELEMENT den -- (%chemel)* -- 分母の式 -->
<ELEMENT sup -- (%chemel)* -- 上付き文字 -->
<ELEMENT sub -- (%chemel)* -- 下付文字 -->
<!-- 文字単位での文字スタイル -->
<ELEMENT chr -- (%charatt)* >
<ATTLIST chr %color.att; >
<ELEMENT bold -- (%charatt)* -- bold character -->
<ELEMENT italic -- (%charatt)* -- italic character -->
<ELEMENT under -- (%charatt)* -- single underline -->
<ELEMENT han -- (%charatt)* -- 半角変換 -->
<ELEMENT gaiji -- (%charatt)* -- 本来の文字は外字であることを明示するタグ -->
<ELEMENT graphic - 0 EMPTY -- 画像情報用タグ 外部参照は、タグの属性で表現する -->
<ATTLIST graphic gfname CDATA #REQUIRED >
<!-- ***** table subset ***** -->
<!-- テーブル全体の表現 -->
<ELEMENT tblock -- (variablelabel?, simblethead?, simbletbody?) >
<ATTLIST tblock %lang.att; %fontsize.att; %charfmt.att; >
<!-- テーブル内部の表現 -->
<ELEMENT simblethead -- ( simtblrow* ) >
<ATTLIST simblethead %lang.att; %fontsize.att; %charfmt.att; >
<!-- テーブルの行 -->
<ELEMENT simtblrow -- ( simtblcell* ) >
<ATTLIST simtblrow %lang.att; %fontsize.att; %charfmt.att; >
<!-- テーブルの列 -->
<ELEMENT simtblcell -- ( %c.data ) >
<ATTLIST simtblcell %lang.att; %fontsize.att; %charfmt.att; %rspan.att; %valign.att; >
<!-- テーブルフットノート (脚注) -->
<ELEMENT simtblfoot -- ( variablelabel?, (%serialdetails)* ) >
<ATTLIST simtblfoot %lang.att; %fontsize.att; %charfmt.att; >
<!-- 特別な文字種に関する表記 -->
<!-- Standard Character Entities to escape SGML special characters, -->
  When "<" ">" and "&" occur in text, they should be replaced
  by "&lt;," "&gt;," and "&amp;," respectively.
<!-- Less Than "<" -->
<ENTITY lt "&lt;" >
<!-- Greater Than ">" -->
<ENTITY gt "&gt;" >

```

```

<!-- Ampersand "&" -->
<ENTITY amp "&#38;">

<!-- Enter -->
<!--<ENTITY enter "&#13;&#10;"> -->
<ENTITY enter "<br>">

<ELEMENT br - O EMPTY >

<!-- Attributes Comments -->
<!-- Mdevices -->
<!-- 類別 -->
<ENTITY % Category.att "(
A0100|A0101|A0102|A0200|A0201|A0300|A0301|A0302|A0303|A0400|A0401|A0500|A0501|A0502|A0600|A0601|A0602|A0603|A0700|A0701|A0800|A0801|A0802|A0900|A0901|A0902|A0903|A0904|A0905|A0906|A0907|A0908|A0909|A0910|A0911|A0912|A0913|A0921|A0922|A0923|A0924|A1000|A1001|A1002|A1003|A1100|A1101|A1102|A1200|A1201|A1202|A1203|A1204|A1205|A1206|A1207|A1300|A1301|A1400|A1401|A1500|A1501|A1502|A1600|A1601|A1700|A1701|A1800|A1801|A1802|A1803|A1900|A1901|A1902|A2000|A2001|A2100|A2101|A2110|A2111|A2112|A2113|A2114|A2115|A2116|A2117|A2118|A2119|A2120|A2200|A2201|A2202|A2203|A2204|A2205|A2206|A2207|A2300|A2301|A2400|A2401|A2402|A2403|A2404|A2405|A2406|A2407|A2408|A2409|A2410|A2411|A2500|A2501|A2502|A2503|A2504|A2505|A2506|A2600|A2601|A2700|A2701|A2800|A2801|A2900|A3000|A3001|A3002|A3003|A3004|A3005|A3006|A3007|A3100|A3200|A3201|A3300|A3301|A3400|A3401|A3402|A3500|A3501|A3502|A3503|A3600|A3601|A3602|A3700|A3701|A3702|A3800|A3801|A3802|A3900|A3901|A3902|A4000|A4001|A4002|A4100|A4101|A4102|A4200|A4201|A4202|A4300|A4301|A4302|A4400|A4401|A4402|A4500|A4501|A4502|A4600|A4601|A4602|A4700|A4701|A4800|A4801|A4900|A4901|A4902|A4903|A4904|A4905|A4906|A4907|A4908|A4909|A4910|A4911|A4912|A4913|A4914|A5000|A5001|A5002|A5100|A5101|A5102|A5103|A5104|A5105|A5200|A5201|A5202|A5300|A5301|A5302|A5400|A5401|A5500|A5501|A5502|A5503|A5504|A5505|A5600|A5601|A5700|A5701|A5800|A5801|A5802|A5803|A5804|A5805|A5806|A5807|A5808|A5809|A5810|A5811|A5900|A6000|A6001|A6100|A6101|A6200|A6201|A6300|A6301|A6400|A6401|A6500|A6501|A6600|A6601|A6700|A6701|A6702|A6800|A6801|A6900|A6901|A6902|A7000|A7001|A7100|A7101|A7200|A7201|A7202|A7203|A7204|A7205|A7206|A7300|A7301|A7400|A7401|A7402|A7403|A7500|A7501|A7600|A7601|A7602|A7700|A7701|A7702|A7800|A7801|A7802|A7900|A7901|A7902|A8000|A8001|A8100|A8101|A8102|A8200|A8201|A8300|A8301|A8400|A8401|A8402|A8403|A8404|A8405|A8406|A8407|A8408|A8409|B0100|B0101|B0200|B0300|B0301|B0302|B0400|B0401|B0402|B0403|B0404|B0500|B0501|B0600|B0601|C0100|C0101|C0200|C0300|C0301|C0302|C0400|C0500|C0600|C0601|C0602|C0603|C0604|C0605|C0700|C0701|C0800|C0801|C0900|C0901|D0100|D0200|D0300|D0400|D0500)">

<!-- 再使用禁止 -->
<ENTITY % Do-not-reuse.att
<!-- 取り扱い説明書の有無 -->
<ENTITY % Please-see-Technical-Manual.att
<!-- GMP対象品の識別 -->
<ENTITY % Elegance-For-GMP.att
<!-- IVD対応済み -->
<ENTITY % IVD-correspondence.att

<!-- Classification -->
<!-- 保守・設置の識別 -->
<ENTITY % Discernment-of-maintenance-installation.att
<!-- 生物由来の識別 -->
<ENTITY % Discernment-of-the-living-thing-origin.ett
<!-- 遺伝子組換え材料使用の識別 -->
<ENTITY % Transgenics-material.att

```

```

"( Yes | No | Dentistry-material ) Yes" >
"( True | False ) True" >
"( Y | N ) N" >
"( OK | NG ) NG" >
"( None | Specific-maintenance | Installation | Specific-maintenance-and-Installation ) None" >
"( False | Transgenics-notation | Notes-of-the-living-thing-origin ) False" >
"( Yes | No ) No" >

```

```

<!-- 単独販売の有無 -->
<ENTITY % independent-sale.att
" ( Yes | No ) No" >

<!-- 旧一般的名称判別 -->
<ENTITY % Old-and-New-Flag.att
" ( New | Old ) New" >

<!-- モノクローナル抗体 -->
<ENTITY % Monoclonal-antibody.att
" ( Yes | No ) No" >

<!-- 製造販売業の種類 -->
<ENTITY % Classification-of-manufacturing-and-selling-business.att
" ( 1 | 2 | 3 ) 1" >
<!-- 国内製造業の区分 -->
<ENTITY % Type-of-industry-of-manufacturer.att
" ( 1 | 2 | 3 | 4 ) 1" >
<!-- 海外製造業の区分 -->
<ENTITY % Type-of-industry-of-oversea-manufacturer.att
" ( 1 | 2 | 3 | 4 ) 1" >

<!-- Elements and Attributes -->
<!--
<!-- variablelabel ::: タグ内容の説明 -->
<ELEMENT variablelabel -- ( #PCDATA ) >
<ATTLIST variablelabel %labeloff.att: >

<!-- serialno ::: 順序番号 -->
<ELEMENT serialno -- ( variablelabel?, (%.data) ) >
<ATTLIST serialno %nonoff.att: %lang.att; %fntsize.att; %charfmt.att: >

<!-- detail ::: 項目の中身 (データ) -->
<ELEMENT detail -- ( variablelabel?, (%.data) ) >
<ATTLIST detail %lang.att; %fntsize.att; %charfmt.att: >

<!-- low1subitem ::: 明細行レベル1 -->
<ELEMENT low1subitem -- ( variablelabel?, (%details, low2subitem? ) * ) >
<ATTLIST low1subitem %lang.att; %fntsize.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %color.att: >

<!-- low2subitem ::: 明細行レベル2 -->
<ELEMENT low2subitem -- ( variablelabel?, (%details, low3subitem? ) * ) >
<ATTLIST low2subitem %lang.att; %fntsize.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %color.att: >

<!-- low3subitem ::: 明細行レベル3 -->
<ELEMENT low3subitem -- ( variablelabel?, (%details, low4subitem? ) * ) >
<ATTLIST low3subitem %lang.att; %fntsize.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %color.att: >

<!-- low4subitem ::: 明細行レベル4 -->
<ELEMENT low4subitem -- ( variablelabel?, (%details, low5subitem? ) * ) >
<ATTLIST low4subitem %lang.att; %fntsize.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %color.att: >

<!-- low5subitem ::: 明細行レベル5 -->
<ELEMENT low5subitem -- ( variablelabel?, (%details, low6subitem? ) * ) >
<ATTLIST low5subitem %lang.att; %fntsize.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %color.att: >

<!-- low6subitem ::: 明細行レベル6 -->
<ELEMENT low6subitem -- ( variablelabel?, (%details ) * ) >
<ATTLIST low6subitem %lang.att; %fntsize.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %color.att: >

<!-- item ::: 項目の名称 -->
<ELEMENT item -- ( variablelabel?, (%.data) ) >
<ATTLIST item %lang.att; %fntsize.att; %charfmt.att: >

<!-- URL Link -->
<ELEMENT Url -- ( Link, #PCDATA ) >
<ELEMENT Link -- ( #PCDATA ) * >

```



```

<!-- version ::: 版数 -->
<ELEMENT version -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<ATTLIST version %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Approvaletc ::: 承認・届出等 -->
<ELEMENT Approvaletc -- ( variablelabel?,
    (%details,
    Approval-brand-name,
    Brand-code,
    Approval-and-license,
    Date-of-nhidrug-price-listing,
    Classification ) * ) >
<ATTLIST Approvaletc %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Approval-brand-name ::: 販売名 -->
<ELEMENT Approval-brand-name -- ( variablelabel?, detail, ((Barcode?)*), (Model-number?)*, Approval-brand-name-reading ) >
<ATTLIST Approval-brand-name %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Barcode ::: 商品コード (JAN) -->
<ELEMENT Barcode -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<ATTLIST Barcode %lang.att; %fntsize.att; %color.att; >
<!-- Model-number ::: 括弧内名称の添え書き -->
<ELEMENT Model-number -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<ATTLIST Model-number %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Approval-brand-name-reading ::: 販売名の読み -->
<ELEMENT Approval-brand-name-reading -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<ATTLIST Approval-brand-name-reading %lang.att; %fntsize.att; %color.att; >

<!-- Brand-code ::: 添付文書管理コード -->
<ELEMENT Brand-code -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<ATTLIST Brand-code %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Approval-and-license ::: 承認・認証番号等 -->
<ELEMENT Approval-and-license -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<ATTLIST Approval-and-license %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Date-of-nhidrug-price-listing ::: 承認・認証年月等 -->
<ELEMENT Date-of-nhidrug-price-listing -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<ATTLIST Date-of-nhidrug-price-listing %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Classification ::: クラス分類 -->
<ELEMENT Classification -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<ATTLIST Classification
    %discernment-of-maintenance-installation
    %discernment-of-the-living-thing-origin-etc
    %transgenics-material
    %discernment-of-maintenance-installation.att;
    %discernment-of-the-living-thing-origin-etc.att;
    %transgenics-material.att; >

<!-- General-Name ::: 一般の名称 -->
<ELEMENT General-Name -- ( variablelabel?, detail?, ( New-General-Name, Old-General-Name ) ) >
<ATTLIST General-Name %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- New-General-Name ::: 一般の名称 -->
<ELEMENT New-General-Name -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<ATTLIST New-General-Name %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Old-General-Name ::: 旧一般の名称 -->
<ELEMENT Old-General-Name -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<ATTLIST Old-General-Name %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```



```

<!-- Warning ::: 警告 -->
<ELEMENT Warning -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows, The-cautions-and-warning-on-use?,
Warning-The-candidate-for-application?,
Warning-Combined-use-medical-devices?,
Warning-The-contraindication-usage?
)* ) >
<ATTLIST Warning %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- The-cautions-and-warning-on-use ::: 使用上の注意・警告 -->
<ELEMENT The-cautions-and-warning-on-use -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST The-cautions-and-warning-on-use %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Warning-The-candidate-for-application ::: 適用対象 (患者) -->
<ELEMENT Warning-The-candidate-for-application -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Warning-The-candidate-for-application %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Warning-Combined-use-medical-devices ::: 併用医療機器 -->
<ELEMENT Warning-Combined-use-medical-devices -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Warning-Combined-use-medical-devices %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Warning-The-contraindication-usage ::: 使用方法 -->
<ELEMENT Warning-The-contraindication-usage -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Warning-The-contraindication-usage %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Contraindication-and-Prohibitions ::: 禁忌・禁止 -->
<ELEMENT Contraindication-and-Prohibitions -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows, The-candidate-for-application?, Contraindication-and-Prohibitions-The-candidate-for-application?,
Combined-use-medical-devices?, The-contraindication-usage?)* ) >
<ATTLIST Contraindication-and-Prohibitions %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- The-candidate-for-application ::: 適用対象 -->
<ELEMENT The-candidate-for-application -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST The-candidate-for-application %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Contraindication-and-Prohibitions-The-candidate-for-application ::: 適用対象 (患者) -->
<ELEMENT Contraindication-and-Prohibitions-The-candidate-for-application -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Contraindication-and-Prohibitions-The-candidate-for-application %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Combined-use-medical-devices ::: 併用医療機器 -->
<ELEMENT Combined-use-medical-devices -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Combined-use-medical-devices %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- The-contraindication-usage ::: 使用方法 -->
<ELEMENT The-contraindication-usage -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST The-contraindication-usage %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Principle-Contraindication ::: 原則禁忌 -->
<ELEMENT Principle-Contraindication -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Principle-Contraindication %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Form-and-structure ::: 形状・構造及び原理等 -->
<ELEMENT Form-and-structure -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows, Composition?, Property?, Form?, Structure?, Function-and-operation-principles?, Composition-article?,
Accessories?)* ) >
<ATTLIST Form-and-structure %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Composition ::: 組成 -->
<ELEMENT Composition -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Composition %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Property ::: 性状 -->
<ELEMENT Property -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Property %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!-- Form ::: 形状 -->
<ELEMENT Form -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Form %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```



```

<|ATTLIST Accessories-classification
  Discernment-of-maintenance-installation att:
  Discernment-of-the-living-thing-origin-etc att:
  Transgenics-material att: >

<!-- Accessories-General-Name --- 一般的名稱 -->
<|ELEMENT Accessories-General-Name -- ( variablelabel?, ( %itemdetails ) ) >
<|ATTLIST Accessories-General-Name
  Old-and-New-Flag %Old-and-New-Flag att:
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Accessories-reading --- 付属品の読み -->
<|ELEMENT Accessories-reading -- ( variablelabel?, ( %c.data ) ) >
<|ATTLIST Accessories-reading
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; >

<!-- Raw-material --- 原材料 -->
<|ELEMENT Raw-material -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows ) * ) >
<|ATTLIST Raw-material
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- infoindication-so-refficacy --- 使用目的、効能又は効果 -->
<|ELEMENT infoindication-so-refficacy -- (
  variablelabel?,
  ( serialno, %itemandlows,
  Performance?,
  Purpose-of-us?,
  Indications-or-efficacy?,
  The-cautions-on-the-use-relevant-to-indication-or-effect?
  ) * ) >
<|ATTLIST infoindication-so-refficacy
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Performance --- 性能 -->
<|ELEMENT Performance -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows ) * ) >
<|ATTLIST Performance
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Purpose-of-usPerformance --- 使用目的 -->
<|ELEMENT Purpose-of-us -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows ) * ) >
<|ATTLIST Purpose-of-us
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Indications-or-efficacy --- 効能又は効果 -->
<|ELEMENT Indications-or-efficacy -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows ) * ) >
<|ATTLIST Indications-or-efficacy
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-cautions-on-the-use-relevant-to-indication-or-effect --- 効能又は効果に関連する使用上の注意 -->
<|ELEMENT The-cautions-on-the-use-relevant-to-indication-or-effect -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows ) * ) >
<|ATTLIST The-cautions-on-the-use-relevant-to-indication-or-effect
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Reaction-system --- 反応系 -->
<|ELEMENT Reaction-system -- (
  variablelabel?,
  ( serialno, %itemandlows,
  Composition-reagent-name?,
  Antibody?,
  The-nucleic-acid-amplifying-method?
  ) * ) >
<|ATTLIST Reaction-system
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Composition-reagent-name --- 構成試薬名 -->
<|ELEMENT Composition-reagent-name -- ( variablelabel?,
  ( serialno, %itemandlows,
  Ingredient-name?,
  Quantity?
  ) * ) >
<|ATTLIST Composition-reagent-name
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Ingredient-name --- 成分名 -->
<|ELEMENT Ingredient-name -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows ) * ) >
<|ATTLIST Ingredient-name
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```

```

<!-- Quantity ::: 分量 -->
<ELEMENT Quantity -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Quantity %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Antibody ::: 抗体 (抗血清) -->
<ELEMENT Antibody -- ( variablelabel?,
  (
    ( serialno, %itemandlows,
      Antibody-name?,
      The-name-of-a-cell?
    )*) >
  Monoclonal-antibody %Monoclonal-antibody.att;
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %charfmt.att; >
<ATTLIST Antibody

<!-- Antibody-name ::: 抗体名 -->
<ELEMENT Antibody-name -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Antibody-name %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-name-of-a-cell ::: モノクローナル抗体の産生細胞の名称 -->
<ELEMENT The-name-of-a-cell -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST The-name-of-a-cell %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-nucleic-acid-amplifying-method ::: 核酸増殖法 -->
<ELEMENT The-nucleic-acid-amplifying-method -- ( variablelabel?,
  (
    ( serialno, %itemandlows,
      Pro-GU-to-be-used?,
      Base-arrangement?
    )*) >
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<ATTLIST The-nucleic-acid-amplifying-method

<!-- Pro-GU-to-be-used ::: 使用するプログ -->
<ELEMENT Pro-GU-to-be-used -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Pro-GU-to-be-used %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Base-arrangement ::: 塩基配列 -->
<ELEMENT Base-arrangement -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Base-arrangement %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Item-specification-etc ::: 品目仕様等 -->
<ELEMENT Item-specification-etc -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Item-specification-etc %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Operation-method-instruction-for-use-etc ::: 操作方法又は使用方法等 -->
<ELEMENT Operation-method-instruction-for-use-etc -- ( variablelabel?,
  (
    ( serialno, %itemandlows,
      The-installation-method?,
      The-assembly-method?,
      The-usage?,
      Disposal-required-for-re-use?,
      Application-period?,
      The-cautions-on-the-use-in-the-usage?,
      Medical-apparatus-combined-and-used?
    )*) >
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<ATTLIST Operation-method-instruction-for-use-etc

<!-- The-installation-method ::: 設置方法 -->
<ELEMENT The-installation-method -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST The-installation-method %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-assembly-method ::: 組立方法 -->
<ELEMENT The-assembly-method -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST The-assembly-method %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-usage ::: 使用方法 -->
<ELEMENT The-usage -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST The-usage %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```

```

<!-- Disposal-required-for-re-use ::: 再使用のために必要な処理 -->
<ELEMENT Disposal-required-for-re-use -- ( variablelabel? , ( serialno, %itemandlows )*) >
<ATTLIST Disposal-required-for-re-use %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- Application-period ::: 適用期間 -->
<ELEMENT Application-period -- ( variablelabel? , ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Application-period %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- The-cautions-on-the-use-in-the-usage ::: 使用方法に関連する使用上の注意 -->
<ELEMENT The-cautions-on-the-use-in-the-usage -- ( variablelabel? , ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST The-cautions-on-the-use-in-the-usage %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- Medical-apparatus-combined-and-used ::: 組み合わせて使用する医療機器 -->
<ELEMENT Medical-apparatus-combined-and-used -- ( variablelabel? , ( serialno, %detailandlows, The-sale-name-or-name-of-medical-apparatus-combined-and-used? )*) >
<ATTLIST Medical-apparatus-combined-and-used %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- The-sale-name-or-name-of-medical-apparatus-combined-and-used ::: 組み合わせて使用する医療機器の販売名又は名称 -->
<ELEMENT The-sale-name-or-name-of-medical-apparatus-combined-and-used -- ( variablelabel? , ( %details, ( %barcode? )*) , ( %model-number? )*) , Brand-code?, Medical-apparatus-combined-and-used-Approval-and-license?, Medical-apparatus-combined-and-used-reading? ) >
<ATTLIST The-sale-name-or-name-of-medical-apparatus-combined-and-used %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- Medical-apparatus-combined-and-used-Approval-and-license ::: 承認、認証番号等 -->
<ELEMENT Medical-apparatus-combined-and-used-Approval-and-license -- ( variablelabel? , detail? ) >
<ATTLIST Medical-apparatus-combined-and-used-Approval-and-license %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- Medical-apparatus-combined-and-used-reading ::: 医療機器の読み -->
<ELEMENT Medical-apparatus-combined-and-used-reading -- ( variablelabel? , ( %c.data ) ) >
<ATTLIST Medical-apparatus-combined-and-used-reading %lang, att; %fntsize, att; %color, att; >

<!-- Precautions-for-use ::: 使用上の注意 -->
<ELEMENT Precautions-for-use -- ( variablelabel? , %serialdetails, %caution?, %contraindicated-and-prohibition?, %use-cautions?, %important-precautions?, %interactions?, %fault?, %detrimental-phenomenon?, %use-in-the-elderly?, %use-in-pregnant-or-nursing?, %padiatricuse?, %influenza-or-laboratory-values?, %overdose?, %precautions-for-use-The-candidate-for-application?, %precautions-for-use-Combined-use-medical-devices?, %precautions-for-use-The-contraindication-usage?, %other-precautions? ) >
<ATTLIST precautions-for-use %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- Caution ::: 警告 -->
<ELEMENT Caution -- ( variablelabel? , ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Caution %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- Contraindicated-and-prohibition ::: 禁忌・禁止 -->
<ELEMENT Contraindicated-and-prohibition -- ( variablelabel? , ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Contraindicated-and-prohibition %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

<!-- Use-cautions ::: 使用注意 -->
<ELEMENT Use-cautions -- ( variablelabel? , ( serialno, %detailandlows )*) >
<ATTLIST Use-cautions %lang, att; %fntsize, att; %color, att; %boxline, att; %boxcolor, att; %charfmt, att; >

```

```

<!-- Important-precautions ::: 重要な基本的注意 -->
<ELEMENT important-precautions -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )* ) >
<ATTLIST important-precautions %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Interactions ::: 相互作用 -->
<ELEMENT interactions -- ( variablelabel?, %detailandlows, Contraindicated-combination?, Combined-use-cautions? ) >
<ATTLIST interactions %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Contraindicated-combination ::: 併用禁忌 -->
<ELEMENT contraindicated-combination -- ( variablelabel?, ( %detailandlows ) ) >
<ATTLIST contraindicated-combination %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Combined-use-cautions ::: 併用注意 -->
<ELEMENT combined-use-cautions -- ( variablelabel?, ( %detailandlows ) ) >
<ATTLIST combined-use-cautions %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Fault ::: 不具合 -->
<ELEMENT fault -- ( variablelabel?, %detailandlows, Serious-faults?, Other-faults?, Serious-fault-of-similar-devices? ) >
<ATTLIST fault %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Serious-fault ::: 重大な不具合 -->
<ELEMENT serious-fault -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )* ) >
<ATTLIST serious-fault %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Other-faults ::: その他の不具合 -->
<ELEMENT other-faults -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )* ) >
<ATTLIST other-faults %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Serious-fault-of-similar-devices ::: 類似機器の重大な不具合 -->
<ELEMENT serious-fault-of-similar-devices -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )* ) >
<ATTLIST serious-fault-of-similar-devices %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Detrimental-phenomenon ::: 有害事象 -->
<ELEMENT detrimental-phenomenon -- ( variablelabel?, %detailandlows, Serious-detrimental-phenomena?, Other-detrimental-phenomena?, The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices? ) >
<ATTLIST detrimental-phenomenon %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Serious-detrimental-phenomena ::: 有害事象 -->
<ELEMENT serious-detrimental-phenomena -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )* ) >
<ATTLIST serious-detrimental-phenomena %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %color.att; %>

<!-- Other-detrimental-phenomena ::: その他の有害事象 -->
<ELEMENT other-detrimental-phenomena -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )* ) >
<ATTLIST other-detrimental-phenomena %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices ::: 類似機器の有害事象 -->
<ELEMENT the-detrimental-phenomenon-of-similar-devices -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows )* ) >
<ATTLIST the-detrimental-phenomenon-of-similar-devices %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

<!-- Use-in-the-elderly ::: 高齢者への適用 -->
<ELEMENT use-in-the-elderly -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows )* ) >
<ATTLIST use-in-the-elderly %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %boxfmt.att; %charfmt.att; %>

```

```

<!-- Use-in-pregnant-or-nursing ::: 妊婦、産婦、授乳婦への適用 -->
<ELEMENT Use-in-pregnant-or-nursing -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Use-in-pregnant-or-nursing %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Padiatriouse ::: 小児等への適用 -->
<ELEMENT Padiatriouse -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Padiatriouse %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Influence-on-laboratory-values ::: 臨床検査結果に及ぼす影響 -->
<ELEMENT Influence-on-laboratory-values -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Influence-on-laboratory-values %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Overdose ::: 過剰使用 -->
<ELEMENT Overdose -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Overdose %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Precations-for-use-The-candidate-for-application ::: 適用対象(患者) -->
<ELEMENT Precations-for-use-The-candidate-for-application -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Precations-for-use-The-candidate-for-application %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Precations-for-use-Combined-use-medical-devices ::: 併用医療機器 -->
<ELEMENT Precations-for-use-Combined-use-medical-devices -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Precations-for-use-Combined-use-medical-devices %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Precations-for-use-The-contraindication-usage ::: 使用方法 -->
<ELEMENT Precations-for-use-The-contraindication-usage -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Precations-for-use-The-contraindication-usage %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Other-precations ::: その他の注意 -->
<ELEMENT Other-precations -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Other-precations %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Clinical-performance-data ::: 臨床成績 -->
<ELEMENT Clinical-performance-data -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Clinical-performance-data %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Storage-condition-and-expiration-method ::: 貯蔵・保管方法及び使用期間等 -->
<ELEMENT Storage-condition-and-expiration-method -- (Storage-condition?, detail?, Expiration-method?, The-term-of-validity-and-use?)* >
<ATTLIST Storage-condition-and-expiration-method %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Storage-condition ::: 貯蔵・保管方法 -->
<ELEMENT Storage-condition -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows)*) >
<ATTLIST Storage-condition %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Expiration-method ::: 使用期間 -->
<ELEMENT Expiration-method -- (variablelabel?, (%details)*) >
<ATTLIST Expiration-method %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-term-of-validity-and-use ::: 有効期間・使用の期限(耐用期間) -->
<ELEMENT The-term-of-validity-and-use -- (variablelabel?, (%details)*) >
<ATTLIST The-term-of-validity-and-use %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Handling-precations ::: 取扱上の注意 -->
<ELEMENT Handling-precations -- (variablelabel?, (serialno, %itemandlows, Preservation-of-record?, Troubleshooting?)* >
<ATTLIST Handling-precations %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %charfmt.att; >

<!-- Preservation-of-record ::: 記録の保存 -->
<ELEMENT Preservation-of-record -- (variablelabel?, (%itemdetails)*) >
<ATTLIST Preservation-of-record %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```

```

<!-- Troubleshooting ::: トラブルシューティング -->
<ELEMENT Troubleshooting -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows)* ) >
<!ATTLIST Troubleshooting %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Service-maintenance-and-inspection ::: 保守・点検に係る事項 -->
<ELEMENT Service-maintenance-and-inspection -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows, The-maintenance-check-matter-by-the-user?, The-maintenance-check-matter-by-the-contractor?)* ) >
<!ATTLIST Service-maintenance-and-inspection %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-maintenance-check-matter-by-the-user ::: 使用者による保守点検事項 -->
<ELEMENT The-maintenance-check-matter-by-the-user -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows)* ) >
<!ATTLIST The-maintenance-check-matter-by-the-user %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-maintenance-check-matter-by-the-contractor ::: 業者による保守点検事項 -->
<ELEMENT The-maintenance-check-matter-by-the-contractor -- ( variablelabel?, ( serialno, %itemandlows)* ) >
<!ATTLIST The-maintenance-check-matter-by-the-contractor %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Conditions-for-approval ::: 承認条件 -->
<ELEMENT Conditions-for-approval -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows)* ) >
<!ATTLIST Conditions-for-approval %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Packaging ::: 包装 -->
<ELEMENT Packaging -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows)* ) >
<!ATTLIST Packaging %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Reference-literatures-and-where-they-can-be-obtained ::: 主要文献及び文献請求先 -->
<ELEMENT Reference-literatures-and-where-they-can-be-obtained -- ( variablelabel?,
detail?,
(Mainliterature?
Address-of-literature-request?
)* ) >
<!ATTLIST Reference-literatures-and-where-they-can-be-obtained %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Mainliterature ::: 主要文献 -->
<ELEMENT Mainliterature -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows)* ) >
<!ATTLIST Mainliterature %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Address-of-literature-request ::: 文献請求先 -->
<ELEMENT Address-of-literature-request -- ( variablelabel?,
( serialno?,
address?,
addressee-of-inquiry?,
phonenumber?,
faxnumber?
)* ) >
<!ATTLIST Address-of-literature-request %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- addressee-of-inquiry ::: 問い合わせ先 -->
<ELEMENT addressee-of-inquiry -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<!ATTLIST addressee-of-inquiry %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- address ::: 住所 -->
<ELEMENT address -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<!ATTLIST address %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- phonenumber ::: 電話番号 -->
<ELEMENT phonenumber -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<!ATTLIST phonenumber %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- faxnumber ::: FAX番号 -->
<ELEMENT faxnumber -- ( variablelabel?, (%c.data) ) >
<!ATTLIST faxnumber %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```



```

<!-- A-manufacturing-and-selling-contractors-name-or-a-name-the-address-etc --- 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等 -->
<ELEMENT A-manufacturing-and-selling-contractors-name-or-a-name-the-address-etc -- ( variablelabel?
    detail?
    ( Name-of-distributor,
      Address-of-distributor,
      The-permission-number-of-business-condition,
      Phonenummer-of-distributor,
      Urgent-contact?
    ) * ) >
<!ATTLIST A-manufacturing-and-selling-contractors-name-or-a-name-the-address-etc
    %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Name-of-distributor --- 氏名又は名称(製造販売業の種類) -->
<ELEMENT Name-of-distributor -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Name-of-distributor
    %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Address-of-distributor --- 住所等 -->
<ELEMENT Address-of-distributor -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Address-of-distributor %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-permission-number-of-business-condition --- 業種の許可番号 -->
<ELEMENT The-permission-number-of-business-condition -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST The-permission-number-of-business-condition %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Phonenummer-of-distributor --- 電話番号 -->
<ELEMENT Phonenummer-of-distributor -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Phonenummer-of-distributor %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Urgent-contact --- 緊急連絡先 -->
<ELEMENT Urgent-contact -- ( variablelabel?,
    detail?,
    ( Name-of-Urgent-contact,
      Address-of-Urgent-contact,
      Phonenummer-of-Urgent-contact
    ) * ) >
<!ATTLIST Urgent-contact %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Name-of-Urgent-contact --- 氏名又は名称 -->
<ELEMENT Name-of-Urgent-contact -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Name-of-Urgent-contact %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Address-of-Urgent-contact --- 住所等 -->
<ELEMENT Address-of-Urgent-contact -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Address-of-Urgent-contact %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Phonenummer-of-Urgent-contact --- 電話番号 -->
<ELEMENT Phonenummer-of-Urgent-contact -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Phonenummer-of-Urgent-contact %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Name-and-address-of-manufacturer --- 国内の製造所の氏名又は名称及び住所等 -->
<ELEMENT Name-and-address-of-manufacturer -- ( variablelabel?,
    (%serialdetails,
      Name-of-manufacturer,
      Address-of-manufacturer,
      The-recognition-number-of-business-condition,
      Phonenummer-of-manufacturer
    ) * ) >
<!ATTLIST Name-and-address-of-manufacturer %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```

```

<!-- Name-of-manufacturer ::: 氏名又は名称 (製造業の区分) -->
<ELEMENT Name-of-manufacturer -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Name-of-manufacturer
  %type-of-industry-of-manufacturer
  %lang.att: %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Address-of-manufacturer ::: 住所等 -->
<ELEMENT Address-of-manufacturer -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Address-of-manufacturer %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-recognition-number-of-business-condition ::: 業態の許可番号 -->
<ELEMENT The-recognition-number-of-business-condition -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST The-recognition-number-of-business-condition %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Phonenumber-of-manufacturer ::: 電話番号 -->
<ELEMENT Phonenumber-of-manufacturer -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Phonenumber-of-manufacturer %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- A-name-of-an-overseas-name-the-overseas-address-etc-of-a-factory ::: 海外の製造所の氏名又は名称及び住所等 -->
<ELEMENT A-name-of-an-overseas-name-the-overseas-address-etc-of-a-factory -- ( variablelabel?, (%serialdetails,
  Name-of-oversea-manufacturer,
  Address-of-oversea-manufacturer,
  The-authorization-number-of-business-condition,
  Phonenumber-of-oversea-manufacturer,
  The-company-name-of-specification-into-English,
  Address-of-specification-into-English,
  The-country-code,
  Name-of-a-country
  ) * ) >

<!-- A-name-of-an-overseas-name-the-overseas-address-etc-of-a-factory %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >
<!ATTLIST A-name-of-an-overseas-name-the-overseas-address-etc-of-a-factory %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Name-of-oversea-manufacturer ::: 氏名又は名称 (製造業の区分) -->
<ELEMENT Name-of-oversea-manufacturer -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Name-of-oversea-manufacturer
  %type-of-industry-of-oversea-manufacturer
  %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Address-of-oversea-manufacturer ::: 住所等 -->
<ELEMENT Address-of-oversea-manufacturer -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Address-of-oversea-manufacturer %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-authorization-number-of-business-condition ::: 業態の認定番号 -->
<ELEMENT The-authorization-number-of-business-condition -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST The-authorization-number-of-business-condition %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Phonenumber-of-oversea-manufacturer ::: 電話番号 -->
<ELEMENT Phonenumber-of-oversea-manufacturer -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Phonenumber-of-oversea-manufacturer %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-company-name-of-specification-into-English ::: 輸入先(製造元)の企業名(英語) -->
<ELEMENT The-company-name-of-specification-into-English -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST The-company-name-of-specification-into-English %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Address-of-specification-into-English ::: 輸入先(製造元)の企業の住所(英語) -->
<ELEMENT Address-of-specification-into-English -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Address-of-specification-into-English %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- The-country-code ::: 輸入先(製造元)の国コード -->
<ELEMENT The-country-code -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST The-country-code %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

<!-- Name-of-a-country ::: 輸入先(製造元)の国名(英語) -->
<ELEMENT Name-of-a-country -- ( variablelabel?, (%itemdetails) ) >
<!ATTLIST Name-of-a-country %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; >

```

```

<!-- Explainusage ::: 付属機器の取扱い及び説明 -->
<ELEMENT Explainusage -- ( variablelabel?, ( serialno, %detailandlows)* ) >
<ATTLIST Explainusage %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; %charfmt.att; >

<!-- Download ::: ダウンロード -->
<ELEMENT Download -- ( variablelabel?, %serialdetails, ( Download-file)* ) >

<!-- Download-file ::: ダウンロードファイル名称 -->
<ELEMENT Download-file -- ( variablelabel?, (%serialdetails)* ) >
<ATTLIST Download-file %ext.att; >

<!-- Safety-information-on-other ::: その他の安全性情報 -->
<ELEMENT Safety-information-on-other -- ( variablelabel?,
    detail?,
    ( Company-link,
      Company-field?
    )* ) >

<ATTLIST Safety-information-on-other %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; %charfmt.att; >

<!-- Company-link ::: 企業リンク先 -->
<ELEMENT Company-link -- ( variablelabel?, (serialno, %detailandlows)* ) >
<ATTLIST Company-link %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; %charfmt.att; >

<!-- Company-field ::: 備考 -->
<ELEMENT Company-field -- ( variablelabel?, (%detailandlows) ) >
<ATTLIST Company-field %lang.att; %fntsize.att; %color.att; %boxline.att; %boxcolor.att; %charfmt.att; %charfmt.att; >

```

資料 2 : 添付文書の項目間の ER 図