

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000Q
テンプレート名称	CTSTD-PreTest002-000治療前検査2

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
治療前検査2									
K-RAS	ラジオボタン						-、+		
Her2	ラジオボタン						-、+		
EGFR	ラジオボタン						-、+		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000R
テンプレート名称	CTSTD-PreTest002-001治療前検査2

治療前検査2

K-RAS - +

Her2 - +

EGFR - +

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED 9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000R
テンプレート名称	CTSTD-PreTest002-001治療前検査2

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
治療前検査2									
K-RAS	ラジオボタン						-、+		
Her2	ラジオボタン						-、+		
EGFR	ラジオボタン						-、+		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000S
テンプレート名称	CTSTD-Dx001-000対照疾患の診断

対象疾患

診断日

診断時期 初発 術前 術後 再発

原発巣部位

時期 臨床所見 病理所見

T

N

M

Stage

組織型

規準 Ver

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000S
テンプレート名称	CTSTD-Dx001-000対照疾患の診断

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
対象疾患									
診断日	日付入力								
診断時期	ラジオボタン						初発、術前、術後、再発		
原発巣部位	エディット			20	1	通常			
時期	ラジオボタン						臨床所見、病理所見		
T	コンボボックス						0、1、2、3		
N	コンボボックス						0、1、2、3		
M	コンボボックス						0、1		
(空行)									
Stage	コンボボックス						0、1、2、3		
組織型	エディット			20	1	通常			
(空行)									
規準	コンボボックス						取扱規約、UICC		
	コンボボックス	Ver					1、2、3	1	

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000U
テンプレート名称	CTSTD-Dx001-001対照疾患の診断

対象疾患

診断日

診断時期 初発 術前 術後 再発

原発巣部位

時期 臨床所見 病理所見

T

N

M

Stage

組織型

規準 Ver

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000U
テンプレート名称	CTSTD-Dx001-001対照疾患の診断

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
対象疾患									
診断日	日付入力								
診断時期	ラジオボタン						初発、術前、術後、再発		
原発巣部位	エディット			20	1	通常			
時期	ラジオボタン						臨床所見、病理所見		
T	コンボボックス						0、1、2、3		
N	コンボボックス						0、1、2、3		
M	コンボボックス						0、1		
(空行)									
Stage	コンボボックス						0、1、2、3		
組織型	エディット			20	1	通常			
(空行)									
規準	コンボボックス						取扱規約、UICC		
	コンボボックス	Ver					1、2、3	1	

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000W
テンプレート名称	CTSTD-Eff001-000腫瘍縮小効果

腫瘍縮小効果

標的病変 検査日 スライス幅 mm

TL1 mm CT MRI その他

TL2 mm CT MRI その他

TL3 mm CT MRI その他

TL4 mm CT MRI その他

TL5 mm CT MRI その他

TL効果 径和 縮小率 治療前径和

CR PR SD PD NE

非標的病変 検査日

NTL1 消失 残存 増大 不明 CT MRI その他

NTL2 消失 残存 増大 不明 CT MRI その他

NTL3 消失 残存 増大 不明 CT MRI その他

NTL効果 CR PR SD PD NE

総合効果 判定日 CR PR SD PD NE

Recist Ver 1.1

試験名・ID

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000W
テンプレート名称	CTSTD-Eff001-000腫瘍縮小効果

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
腫瘍縮小効果									
標的病変	日付入力	検査日							
	エディット	スライス幅		2	1	数値			
TL1	エディット			20	1	通常			
	エディット			5	1	数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
TL2	エディット			20	1	通常			
	エディット			5	1	数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
TL3	エディット			20	1	通常			
	エディット			5	1	数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
TL4	エディット			20	1	通常			
	エディット			5	1	数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
TL5	エディット			20	1	通常			
	エディット			5	1	数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
TL効果	エディット	径和		5	1	数値			
	エディット	縮小率		5	1	通常			
	エディット	治療前径和		5	1	通常			
	ラジオボタン						CR、PR、SD、PD、NE		
(空行)									
(空行)									

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000W
テンプレート名称	CTSTD-Eff001-000腫瘍縮小効果

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
非標的病変	日付入力	検査日							
NTL1	ラジオボタン						消失、残存、増大、不明		
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
NTL2	ラジオボタン						消失、残存、増大、不明		
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
NTL3	ラジオボタン						消失、残存、増大、不明		
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
NTL効果 (空行)	ラジオボタン						CR、PR、SD、PD、NE		
総合効果	日付入力	判定日							
(空行)	ラジオボタン						CR、PR、SD、PD、NE		
Recist Ver	コンボボックス						1、1.1		1.1
試験名・ID	エディット			20	1	通常			
	エディット			10	1	通常			

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000X
テンプレート名称	CTSTD-Eff001-001腫瘍縮小効果

腫瘍縮小効果

標的病変 検査日 スライス幅 mm

TL1 mm CT MRI その他

TL2 mm CT MRI その他

TL3 mm CT MRI その他

TL4 mm CT MRI その他

TL5 mm CT MRI その他

TL効果 径和 縮小率 治療前径和

CR PR SD PD NE

非標的病変 検査日

NTL1 消失 残存 増大 不明 CT MRI その他

NTL2 消失 残存 増大 不明 CT MRI その他

NTL3 消失 残存 増大 不明 CT MRI その他

NTL効果 CR PR SD PD NE

総合効果 判定日 CR PR SD PD NE

Recist Ver

試験名・ID

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000X
テンプレート名称	CTSTD-Eff001-001腫瘍縮小効果

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
腫瘍縮小効果									
標的病変	日付入力	検査日							
	エディット	スライス幅			2	1 数値			
TL1	エディット				20	1 通常			
	エディット				5	1 数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット				10	1 通常			
	日付入力								
TL2	エディット				20	1 通常			
	エディット				5	1 数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット				10	1 通常			
	日付入力								
TL3	エディット				20	1 通常			
	エディット				5	1 数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット				10	1 通常			
	日付入力								
TL4	エディット				20	1 通常			
	エディット				5	1 数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット				10	1 通常			
	日付入力								
TL5	エディット				20	1 通常			
	エディット				5	1 数値			
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット				10	1 通常			
	日付入力								
TL効果	エディット	径和			5	1 数値			
	エディット	縮小率			5	1 通常			
	エディット	治療前径和			5	1 通常			
	ラジオボタン						CR、PR、SD、PD、NE		
(空行)									
(空行)									

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000X
テンプレート名称	CTSTD-Eff001-001腫瘍縮小効果

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
非標的病変	日付入力	検査日							
NTL1	ラジオボタン						消失、残存、増大、不明		
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
NTL2	ラジオボタン						消失、残存、増大、不明		
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
NTL3	ラジオボタン						消失、残存、増大、不明		
	ラジオボタン						CT、MRI、その他		
	エディット			10	1	通常			
	日付入力								
NTL効果 (空行)	ラジオボタン						CR、PR、SD、PD、NE		
総合効果	日付入力	判定日							
	ラジオボタン						CR、PR、SD、PD、NE		
(空行)									
Recist Ver	コンボボックス						1、1.1		1.1
試験名・ID	エディット			20	1	通常			
	エディット			10	1	通常			

文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
最終更新日		最終更新者	

コントロール一覧

テンプレートID	0001000Y
テンプレート名称	CTSTD-AE001-000有害事象

有害事象

AE001	悪心	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE002	嘔吐	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE003	下痢	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE004	便秘	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE901		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE902		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000Y
テンプレート名称	CTSTD-AE001-000有害事象

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
有害事象									
AE001	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						悪心 G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	悪心	
AE002	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					嘔吐 G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	嘔吐	
AE003	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					下痢 G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	下痢	
AE004	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					便秘 G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	下痢	
(空行)									
AE901	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		
AE902	エディット ラジオボタン ラジオボタン	因果関係		10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		

コントロール一覧

テンプレートID	0001000a
テンプレート名称	CTSTD-AE001-001有害事象

有害事象

AE001	悪心	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE002	嘔吐	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE003	下痢	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE004	便秘	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE901		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE902		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000a
テンプレート名称	CTSTD-AE001-001有害事象

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
有害事象									
AE001	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						悪心 G0、G1、G2、G3、G4	悪心	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE002	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						嘔吐 G0、G1、G2、G3、G4	嘔吐	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE003	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						下痢 G0、G1、G2、G3、G4	下痢	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE004	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						便秘 G0、G1、G2、G3、G4	便秘	
		因果関係					なし、あり、不明		
(空行)									
AE901	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常			
		因果関係					G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		
AE902	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常			
		因果関係					G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000b
テンプレート名称	CTSTD-AE002-000有害事象(検査値)

有害事象

LAB001	WBC	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB002	Neut	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB003	Hb	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB004	Plt	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB901		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB902		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000b
テンプレート名称	CTSTD-AE002-000有害事象(検査値)

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
有害事象									
LAB001	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						WBC G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	WBC	
LAB002	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					Neut G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	Neut	
LAB003	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					Hb G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	Hb	
LAB004	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					Plt G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	Plt	
(空行)									
LAB901	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		
LAB902	エディット ラジオボタン ラジオボタン	因果関係		10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000c
テンプレート名称	CTSTD-AE002-001有害事象(検査値)

有害事象

LAB001	WBC	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB002	Neut	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB003	Hb	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB004	Plt	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB901		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
LAB902		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明