

		窒息	ちっそく		呼吸ができなくなること。また、血液中の酸素が減少し二酸化炭素が過剰になる状態。気道の閉塞、呼吸筋の麻痺、呼吸中枢の障害、気胸、外気の酸素欠乏などが原因。										
循環不全	じゅんかんふぜん	循環不全	じゅんかんふぜん		手足の循環障害。冷え性など。										

■ 事務局が記入する部分
■ 記入しない部分
■ 団体が記入する部分
白

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(36)	資料番号	不具合用語(33)
4-3-1		3-1	
用語集名称	用語集名称読み	定義	FDA用語1 (FDA Source PT)
蘇生バッグ	そせいぱっぐ		
作成担当団体	作成担当団体読み		
日本医療機器工業会	にほんいりょうききこうぎょうかい		
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)	JMDNコード	
機械器具(06)呼吸補助	単回使用手動式肺人工蘇生器 再使用可能な手動式肺人工蘇生器	36086000 17591000	
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み
不適切使用	ふてきせつしょう		
	誤接続 組み立ての誤り 機器の誤使用	ごせつぞく くみたてのあやまり ききのごしよう	意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること 間違った組み立てを行なうこと 意図しない方法で機器を使用すること
接続不良	せつぞくふりょう	周辺機器の誤使用	じゆばんききのこしょ
			意図しない方法で周辺機器を使用すること
動作不良	どうさふりょう	呼吸回路接続不良	こきゅうかいろせつぞく ふりょう
	機能停止 ガス漏れ 閉塞 閉鎖 換気不良	きのうていし がすもれ へいそく へいさく かんきふりょう	機器の全体又は一部の機能が停止すること 構成部品からガスが漏れ出すこと 構成部品からガスが抜けないこと 構成部品への回転方向の外力により、変形してしまうこと 意図したとおり人工呼吸が行なわれないこと(換気量、吸気圧、回数、酸素濃度)
故障	こしょう		
	ノブの故障 ゆるみ がたつき、振動 劣化 破損 変形 脱落 磨耗	のぶのこしょう ゆるみ がたつき、しあんどう れっか はそん へんけい だつらく まもう	操作するも反応が無くセッティングが出来ない 構成部品の固定部(ねじ、接着等)の結合力が弱まり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと 構成部品間の隙間が広がり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと 機械的影響や化学的影響等により構成部品の全体又は一部の性能が経時に低下すること 構成部品の全体又は一部が壊れたり傷ついたりすること 外力等により構成部品の全体又は一部の形状が初期状態と異なること 構成部品の全体又は一部が外れて機械的に分離すること 構成部品の一部が繰り返し使用によりすり減ること
意図しない効果	いとしないこうか		
	落下 水漏れ 変形 爆発 引火、発火	らっか みずもれ へんけい ばくはつ いんか、はつか	本品を落下げてしまうこと 構成部品の隙間から機器の内部に水などの液体が侵入すること 外力等により構成部品の全体又は一部の形状が初期状態と異なること ガス等への引火による破壊作用を伴う急激な化学変化又は物理変化のこと 火や熱が他の燃えやすい物質に移って燃え出すこと
異物	いぶつ	付着物	ふちやくぶつ
不明	ふめい		
部品・構成品	部品・構成品読み		
リザーバー	リザーバー		
バッグ	ばっぐ		
リリーフ弁	りりーフべん		
患者弁	かんじやべん		
酸素吸入口	さんそきゅうにゅうくち		
ユニバーサルマスク	ゆにばーさるますく		
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み
呼吸不全	こきゅうふせん	呼吸困難	こきゅうこんなん
			必要な空気を十分に換気できないことに伴う精神的苦痛、努力感などの自覚症状を有する状態。
			呼吸苦
			こきゅうく

		塞栓症	そくせんしょう		血管が血塊または異物により遮断されること	ガス塞栓症	がすそくせんしょう						1829	Embolism
障害	しうがい	障害	しうがい		水滴が結露して適正な換気が維持されない	異物残存	いぶつざんぞん						2104	Tissue damage

事務局が記入する部分
記入しない部分
白 団体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1～3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(36) 4-3-2
------	--------------------

資料番号	不具合用語(33) 3-1
------	------------------

用語集名称	用語集名称読み				定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)
人工呼吸器	じんこうきゅうき													
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療機器工業会	にほんいりょうききこうぎょうかい													
適用医療機器名称 (類別)		適用医療機器名称 (一般的の名称)		JMDNコード										
機械器具(06)呼吸補助器														
	汎用人工呼吸器		70561000											
	新生児・小児用人工呼吸器		14361000											
	高額度人工呼吸器		15783000											
	陰圧人工呼吸器		17877000											
	麻酔用人工呼吸器		34851000											
	可搬型人工呼吸器		36289000											
	成人用人工呼吸器		42411000											
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
不適切使用	ふてきせつしょう													
	誤接続	ごせつぞく			意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること								1116	Connection error
	機器の誤使用	ききのごしよう			意図しない方法で機器を使用すること								1393	Method. Improper/incorrect
	周辺機器の誤使用	しゅうへんききのごしょう			意図しない方法で周辺機器を使用すること								1393	Method. Improper/incorrect
接続不良	せつぞくふりょう													
	断線	だんせん			ワイヤー、電気ケーブル等の線状の構成部材が折れたり切れたりすること。								1076	Cable break
	導通不良	どうつうふりょう			導通を意図した場所や経路に電流が流れないこと								1001	AC/DC, failure torun on
	電気的接触不良	でんきてきせつしょくふりょう			電気接点間に生じる接触状態の不良								1199	Electrode(s), failure of
	ニューマチック的接続不良	にゅ一まちっくてきせつぞくふりょう			ガス回路上に生じる接続状態の不良								2595	Spark
絶縁不良	ぜつえんふりょう													
	絶縁劣化	ぜつえんれつか			絶縁を意図した場所や経路に電流が流れてしまうこと								1162	Device energization, unintended
動作不良	どうさふりょう													
	機能停止	きのうていし			機器の全体又は一部の機能が停止すること								1002	Abnormal
	リセット(リスタート)	りせつ(りすたーと)			機器の全体又は一部の機能が一旦停止し、再度機能すること									
	換気停止	かんきていし			機器の人工呼吸作動(ガスの送気)が停止すること									
	ガス漏れ	がすもれ			構成部品からガスが漏れ出すこと									
	閉鎖	へいさ			構成部品への回転方向の外力により、変形してしまうこと								1339	Kink
	換気不良	かんきふりょう			意図したとおり人工呼吸が行なわれないこと(換気量、吸気圧、回数、酸素濃度等)									
故障	こしょう													

		ノブの故障	のぶのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない															
		スイッチの故障	すいっちょのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない															
		タッチパネルの故障	たっちばねるのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない															
		ゆるみ	ゆるみ		構成部品の固着部(ねじ、接着等)の結合力が弱まり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと													1372	Loose	
		がたつき、振動	がたつき、しんどう		構成部品間の隙間が拡がり、正常状態に比べて部品が動いてしまう													1372	Loose	
		劣化	れっか		機械的影響や化学的影響等により構成部品の全体又は一部の性能が経時的に低下すること													1153	Degradation	
		破損	はそん		構成部品の全体又は一部が壊れたり傷ついたりすること													1103	Component(s), broken	
		変形	へんけい		外力等により構成部品の全体又は一部の形状が初期状態と異なること													1059	Bend	
		脱落	だつらく		構成部品の全体又は一部が外れて機械的に分離すること													1104	Component(s), detachment of	
		表示部の不良	ひょうじぶのふりょう		表示部が正しく機能しない状態															
		磨耗	まもう		構成部品の一部が繰り返し使用によりすり減ること													1107	Component(s), worn	
		バッテリ不良	ばッteryふりょう		バッテリの不良															
		焼損	しょうそん		電気回路を構成する素子、デバイス等が焼損すること															
		発熱	はつねつ		電気回路を構成する素子、デバイス等が発熱すること															
意図しない効果	いとしないこうか				表面を乾燥させたために生じた吸湿															
		転倒	てんとう		表面を乾燥させたために生じた吸湿															
		静電気	せいでんき		構成部品内に静止した電荷によって引き起こされる物理現象のこと													2149	Electro-static discharge	
		水漏れ	みずもれ		構成部品の隙間から機器の内部に水などの液体が浸入すること													1405	Moisture damage	
		変形	へんけい		外力等により構成部品の全体又は一部の形状が初期状態と異なること													1059	Bend	
		爆発	ばくはつ		ガス等への引火による破壊作用を伴う急激な化学変化又は物理変化のこと													1218	Explode	
		引火、発火	いんか、はつか		火や熱が他の燃えやすい物質に移って燃え出すこと													1245	Fire	
異物	いぶつ				構成部品の表面に汚物、異物、汚れ等が付着すること													1259	Foreign material	
アラーム不良	あらーむふりょう				アラームが発生したが、可聴できない、表示されない。															
		アラーム表示及び音不	あらーむひょうじおよひおとふりょう		アラームが発生したが、可聴できない、表示されない。															
		アラーム音不良	あらーむおんふりょう		アラームが発生したが、可聴できないが、表示はできている。															
		アラーム音遅延	あらーむおんちえん		アラームが発生したが、可聴できないが、表示はできている。															
		アラーム音間歇的	あらーむおんかんけつ		アラームが発生したが、可聴できないが、表示はできている。															
		アラーム音小さい	あらーむおんちいさい		アラームが発生したが、可聴できないが、表示はできている。															
		アラーム表示不良	あらーむひょうじふりょ		アラームが発生したが、表示されない。															
		低流量アラーム不良	ていりゅうりょうあらーむふりょう		アラームが発生したが、可聴できない															
		高吸気圧アラーム不良	こうきゅうきあつあらーむふりょう		アラームが発生したが、可聴できない															
		低吸気圧アラーム不良	ていきゅうきあつあらーむふりょう		アラームが発生したが、可聴できない															
		アラーム誤作動	あらーむごさどう		アラームは発生していないが、警報音と警報ランプが誤作動する															
		警報音休止不良	けいほうおんきゅうしふりょう		アラームの一時停止ができない															
不明	ふめい																			
部品・構成品	部品・構成品読み																			

		気管支肺炎	きかんしはいえん		肺の炎症で、通常は末端の細気管支から発生するもの。								2437	Bronchopneumonia
		気管支挙縮	きかんしれんしゅく		喘息で発生するような気管支平滑筋の痙攣のこと。								2598	Bronchospasm
		気道閉塞	きどうへいそく		換気の回路上に漏洩あるいは遮断があり、患者に到達すべき換気量が得られない状態								1699	Airway obstruction
循環障害	じゅんかんしょうがい													
		血圧低下	けつあつついか		血圧が低下すること								1720	Apnea
		心拍数低下	しんぱくすうついか		心臓の拍動回数が低下すること								1720	Apnea
意識障害	いしきょうがい	意識レベルの低下	いしきれべるのていいか		意識の清明度が低い状態のこと	意識混濁	いしきこんだく						1720	Apnea
		意識不明	いしきふめい		意識を失った状態のこと	失神	しつしん	意識消失	いしきょうしつ				1720	Apnea
無呼吸	むこきゅう	呼吸停止	こきゅうつい		呼吸の停止。								2044	Respiratory arrest
		窒息	ちっそく		呼吸ができなくなること。また、血液中の酸素が減少し、二酸化炭素が過剰になる状態。								2088	Suffocation
誤嚥	ごえん	誤嚥	ごえん		吸入性の吸引等で、液体または異物が気道に入ること。								1725	Aspiration
痛み	いたみ	胸痛	きょうつう		胸が痛む状態のこと。								2079	Soreness
		のどの痛み	のどのいたみ		のどが痛む状態のこと。								2079	Soreness
ショック	しょくく	アレルギー反応	あれるぎーはんのう		過剰な免疫反応。以前に曝露し感作した特定のアレルゲンと接触した後に生体に発生する局所または全身の反応	ショック	しょくく						1701	Allergic reaction
		アナフィラキシーショック	あなふいらきしーしょくく		反応の激しい、全身性のアレルギー。								1703	Shock, anaphylactic
見逃し	みのがし	見逃し	みのがし		医師による不正な診断、または誤った診断	誤診	ごしん						2159	Misdiagnosis
		使用者瑕疵	しようしゃかい		使用者側に欠点、欠陥のあること。									
死亡	しほう	死亡	しほう		生命活動が止まること								1802	Death/expired
		心停止	しんていし		心臓が停止すること									
その他の健康被害	そのたのけんこうひがい	その他の健康被害	そのたのけんこうひがい		不適切な使用や、機器の異状に伴い健康を害すること								2200	Other (for use when an appropriate patient code cannot be identified)
適用外使用	てきようがいしよう	適用外使用	てきようがいしよう		不適切な使用								NA	NOT APPLICABLE
不明	ふめい	不明	ふめい		患者情報が収集できていない、もしくは患者情報が得られなかつた								UNK	UNKNOWN
		情報なし	じょうほうなし		患者情報について一切の情報提供の協力が得られなかつた状態								NI	NO INFORMATION
健康被害なし	健康被害なし	健康被害なし	けんこうひがいなし		不具合はあったが健康被害に至らなかつた状態、もしくは不具合も健康被害もなかつた状態								2199	No consequences or impact to patient
加湿障害	かしつしょうがい	過度の加湿	かどのかしつ		肺水腫になる危険性、過度の送気や送水により、粘膜が伸展し裂け								2208	Ruture
感電	かんでん	感電	かんでん		電気設備、電気製品の不適切な使用や、漏電、落雷などの要因によって人体に電流が流れ、傷害を								2554	Electric shock

事務局が記入する部分
記入しない部分
団体が記入する部分

新用語集フォーマット

資料番号	不具合用語(36)
4-3-3	

用語集名称	用語集名称読み			定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
用語集電気手術器	ようごしうでんきしづ じゅつけい												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器工業会	にほんいりょうききこう ぎょうかい												
適用医療機器名称 (種別)	適用医療機器名称 (一般的な名称)	JMDNコード											
機械器具 29 電気手術器													
	処置用対極板	11500002											
	バイポーラ電極	70655000											
	一般的電気手術器	70647000											
	高周波処置用能動器	70662000											
	治療用対極板	11500023											
	ラジオ波焼灼システム	36070000											
	焼灼術用電気手術ユニット	70645000											
	物質併用電気手術器	70649000											
	治療用能動器具	70666000											
	物質併用処置用能動器具	70668000											
	治療用電気手術器	70671000											
	電気手術器用ケーブル及びスイッチ	70657000											
	アプリケーション装置接続用ケーブル及びスイッチ	70658000											
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
動作不良	どうさふりょう												
	誤作動	ごさどう		出力の変動やモードの変動など意図した作動をしないこと。									
	出力スイッチ不良	しゅつりょくすいっちふりょう		出力スイッチを入れても意図した動作をしないこと。									
	通電不良	つうでんふりょう		意図した場所や経路に電流が流れないこと。	導通不良	どうつうふりょう							
	アラーム作動	あらーむさどう		機器が何らかの異常を検出し、アラームを作動させること。	アラーム発生	あらーむはっせい							
	器具認識不良	きぐにんしきふりょう		装置本体が接続された器具を自動認識できること。									
機能停止	きのうていし												
	電源遮断	でんげんしゃだん		装置の電源が入らないか又は使用中に切れること。									
	操作不能	そうさふのう		装置の一部又は全部の操作が不可能となること。									
機器不具合	ききふぐあい												
	発煙	はつえん		装置から煙がでること。									
	発熱	はつねつ		装置が過熱すること。	過熱	かねつ							
	固定不良	こていふりょう		装置又は器具の部分の固定が不良となること。	がたつき	がたつき							
	異常音	いじょうおん		通常とは異なる音が発生すること。									
出力不良	しゅつりょくふりょう												
	出力停止	しゅつりょくていし		出力が意図せずに停止すること。									
	出力上昇	しゅつりょくじょうじょう		出力が意図せずに上昇すること。									
	出力低下	しゅつりょくていか		出力が意図せずに低下すること。									
接続不良	せつぞくふりょう												
	断線	だんせん		導線部分が断裂すること。									
	内部放電	ないぶほうでん		ケーブル内や接続部で放電が発生すること。									
	接触不良	せつしょくふりょう		完全な接続が維持ができないこと。									
	腐食	ふしき		接続不良となる接続部の劣化。	錆び	さび							
	緩み	ゆるみ		接続不良となる接続部のがたつき									
絶縁不良	ぜつえんふりょう												
	絶縁劣化	ぜつえんれつか		絶縁を意図した場所から電流が流れてしまう状態。									
	放電	ほうでん		絶縁を意図した場所から放電が発生すること。	スパーク発生	すべーくはっせい							

		磨耗	まもう	絶縁部分の厚みが減少した状 態を意図した場所から高周波 が漏洩すること。							
		高周波漏洩	こうしゅはろうえい								
損傷	そんじょう	欠損	けっそん	機器の一部が失われていること。							
		折損	せっそん	電極部が折れていること。							
		脱落	だつらく	器具の一部が使用中に失われる こと。							
		折れ曲がり	おれまがり	器具の部分が異常に曲がってい ること。							
		亀裂	きれつ	器具の部分又は絶縁部に傷があ ること。							
		剥れ	はがれ	絶縁部分が剥れていること。							
		磨耗	まもう	電極部や絶縁部の厚みが減少す ること。							
		変形	へんけい	器具の部分が正常とは異なる形 状となっていること。							
		嗜み合せ不良	かみあわせふりょう	鏡子の両方の電極が正常に重な り合わないこと。							
		破損	はそん	器具の一部が壊れること。							
意図しない効果	いとしないこうか	電磁干渉	でんじかんしょう	手術器の使用により他の機器に 干渉が発生すること。	電波障害	でんぱしょう がい	電磁傷害	でんじょう がい			
		爆発	ばくはつ	手術器の使用により爆発が発生 すること。							
		引火	いんか	手術器の使用により火災が発生 すること。	発火	はっか	火災	かさい			
対極板不良	たいきょくばんふりょう	対極板劣化	たいきょくばんれっか	正常な貼付状態を維持できなくな ること。							
異物	いぶつ	異物混入	いぶつこんにゅう	滅菌品の内部に異物があること。							
		異物付着	いぶつぶっちやく	滅菌品に異物が付着しているこ							
灌流吸引部位の不良	かんりゅうきゅういん ぶいのふりょう	吸引不良	きゅういんふりょう	吸引に支障が出ること。							
		灌流不良	かんりゅうふりょう	灌流に支障が出ること。							
		閉塞	へいそく	灌流吸引の通路がふさがれるこ	詰り	つまり					
		漏れ	もれ	灌流液等が正常ではない部位よ り流れ出ること。							
不適切使用	ふてきせつじょう	正常でない機器の使 用	せいじょうでないきき のじょう	意図しない方法で機器を使用す ること。							
		誤接続	ごせつぞく	意図しない接続部や周辺機器に 誤って接続すること。							
部品・構成品	部品・構成品読み										
器具	きぐ										
フットスイッチ	ふっとすいっし										
コネクタ	こねくた										
ケーブル	けーぶる										
コード	こーど										
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み								
損傷	そんじょう										
		電撃	でんげき	電気設備、電気製品の不適切な 使用や、漏電、落雷などの要因 によって人体に電流が流れ、傷 害を受けること。	感電	かんでん					
		熱傷	ねっしょう	意図しない組織又は身体の一部 の熱的損傷。	火傷	やけど					
		発赤	ほっせき	皮膚に赤色変化が発生すること。	かぶれ	かぶれ					
		アレルギー反応	あれるぎーはんのう	過敏症。以前に曝露し感作した 特定のアレルゲンと接触した後に 生体に発生する局所または全身							
		接触性皮膚炎	せっしょくせいひふえ ん	機器の過度な生体への接触や、 消毒等で使用した薬剤が機器に 残留し生体が何らかの有害な刺 激を受けた時に起くる防御反応。							
		意図しない組織損傷	いとしないそしきそん じょう	正常な組織を損ない、傷がつくこと。	組織損傷	そしきそん じょう	裂傷	れっじょう			
傷害	じょうがい	傷害	じょうがい	患者又は術者が傷を負うこと。							

出血	しゅつけつ												
穿孔	せんこう	出血	しゅつけつ		血管からの血液の漏出、失血。	血管裂傷	けっかんれつ じょう						
遺残	いざん	穿孔	せんこう		人体の器官に穴があくこと。								
		遺残	いざん		器具の一部が患者の体内に残留すること。	残留	ざんりゆう	異物残存	いぶつざんぞ ん				
循環器症状	じゅんかんきじょうじよ												
		心室細動	しんしつさいどう		患者の心臓の拍動が小刻みな状態となって、拍出ができない状態。								
		塞栓症	そくせんしょう		血管が血塊、気泡又は異物により遮断されること。	ガス塞栓	がすそくせん						
刺激	しげき												
		神経刺激	しんけいしげき		高周波の一部が整流されることによる患者又は術者が感じる電気的刺激のこと。								
		筋収縮	きんしゅうしゅく		高周波の一部が整流されることによる患者又は術者が受ける電気的刺激による筋反応のこと。	痙攣	けいれん						
感染	かんせん												
		感染	かんせん		病原微生物が人体に侵入し、臓器や組織中で増殖し、種々の症状をもたらすこと。								
苦痛	くつう												
		苦痛	くつう		患者が痛みを訴えること。	痛み	いたみ						
死亡	しほう												
手術延長	しゅじゅつえんちょう												
開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへ のいこう												
		開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへ のいこう		術式を内視鏡下手術から開腹手術へ変更すること。								
その他	そのた												
		その他	そのた										

事務局が記入する部分

記入しない部分

団体が記入する部分

白

新用語集フォーマット

資料番号	不具合用語(36)
4-3-4	

用語集名称	用語集名称読み				定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
用語集超音波手術器	ようごしゅううちょうおんぱしゅじゅつき													
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療機器工業会	にほんいりょうききこうぎょうかい													
適用医療機器名称 (類別)		適用医療機器名称 (一般的の名称)		JMDNコード										
機械器具 12 理学診療用器具														
	超音波手術器		70651000											
	超音波吸引器		37776000											
	超音波処置用能動器		70664000											
	超音波ナイフハンド ピース		39837000											
	超音波ナイフ		36540000											
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
動作不良	どうさふりょう													
	誤作動	ごさどう			出力の変動やモードの変動など意図した作動をしないこと。									
	切除不能	せつじよふのう			組織の切除ができないこと。									
	出力スイッチ不良	しゅつりょくすいっちはりょう			出力スイッチを入れても意図した動作をしないこと。									
	通電不良	つうでんふりょう			ハンドピースに出力が伝達されないこと。	導通不良	どうつうふりょう							
	アラーム作動	あらーむさどう			機器が何らかの異常を検出し、アラームを作動させること。	アラーム発生	あらーむはつせい							
	器具認識不良	きぐにんしきふりょう			装置本体が接続された器具を自動認識できること。									
機能停止	きのうていし													
	電源遮断	でんげんしゃだん			装置の電源が入らないか又は使用中に切れること。									
	操作不能	そうさふのう			装置の一部又は全部の操作が不可能となること。									
機器不具合	ききふぐあい													
	発煙	はつえん			装置から煙がでること。									
	発熱	はつねつ			装置やハンドピースが過熱すること。	過熱	かねつ							
	固定不良	こていふりょう			装置又は器具の部分の固定が不良となること。	がたつき	がたつき							
	異常音	いじょうおん			通常とは異なる音が発生すること。									
出力不良	しゅつりょくふりょう													
	出力停止	しゅつりょくていし			出力が意図せずに停止すること。									
	出力上昇	しゅつりょくじょうしう			出力が意図せずに上昇すること。									
	出力低下	しゅつりょくていか			出力が意図せずに低下すること。									
接続不良	せつぞくふりょう													
	断線	だんせん			導線部分が断裂すること。									
	接触不良	せつしょくふりょう			完全な接続が維持ができないこと。									
	腐食	ふしき			接続不良となる接続部の劣化。	錆び	さび							
	緩み	ゆるみ			接続不良となる接続部のがたつ									
灌流吸引不良	かんりゅうきゅういんふりょう													
	吸引不良	きゅういんふりょう			吸引に支障が出ること。									
	灌流不良	かんりゅうふりょう			灌流に支障が出ること。									
	ポンプ不良	ぽんぶふりょう			灌流・吸引用ポンプが正しく動作しないこと。									
損傷	そんしょう													
	欠損	けっそん			機器の一部が失われていること。									

		苦痛	くつう		患者が痛みを訴えること。	痛み	いたみ							
死亡	しほう	死亡	しほう											
手術延長	しゅじゅつえんちょう	手術延長	しゅじゅつえんちょう											
開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへのいこう	開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへのいこう		術式を内視鏡下手術から開腹手術へ変更すること。									
その他	その他	その他	その他											

事務局が記入する部分

記入しない部分

白 団体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1～3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(35)
	4-4-1

資料番号	不具合用語(34)
	4-4-2

用語集名称	用語集名称読み				定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語(FDA Source PT)
用語集フォーリー	ようごしゅうふおーりー													
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療器材工業会	にほんりょうきじぎょうかい													
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)		JMDNコード											
医療用嘴管及び体液 誘導管(器51)														
	ネラトンカテーテル		10734000											
	クデー泌尿器用カテーテル		31981000											
	男性尿道造影向け泌尿器用カテーテル		32089000											
	連続洗浄向け泌尿器用カテーテル		32331000											
	抗菌泌尿器用カテーテル		34096000											
	短期的使用泌尿器用カテーテル		34917002											
	長期的使用泌尿器用カテーテル		34917003											
	短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル		34924002											
	恥骨上泌尿器用カテーテル		34924003											
	洗浄向け泌尿器用力カテーテル		34930010											
	経皮洗浄向け泌尿器用カテーテル		34930020											
	恥骨上カテーテル		35789000											
	間欠泌尿器用カテーテル		36125000											
	一時的使用金属製導尿用カテーテル		70262000											
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
ダメージ	だめーじ	穴	あな		気密性が損なわれる突き抜けた状態。針で突いたような微小な穴は「ピンホール」とする。	孔	こう						1293	Hole(s)
		折れ	おれ		チューブなどの管状のものが折れ曲がること。	キンク	きんく	折損	せっそん					
		亀裂	きれつ		ひび状に損傷すること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらく				1135	Crack(s)
		切断	せつだん		外部的な力(負荷)等による管などが二つ以上に分かれること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん		2454	Cut(s)
		損傷	そんじょう		医療機器が傷つくこと。	キズ	きず	凹み	へこみ					
		剥離	はくり		層状に構成されているものの一部が剥がれること。(コーティング材、ラベルなど)	剥がれ	はがれ							

		破損	はそん		医療機器(包装材の場合を含む)全体又は一部が碎けた若しくは欠けた状態											
		破裂	はれつ		気体、液体などが圧力により膨張するなどにより物体が破損すること	バースト	ばーすと							1546	Rupture	
位置	いち	ずれ	ずれ		留置位置が本来の部位からずれて移動すること。									1178	Dislocated	
		留置困難	りゅうちこんなん		体内の目的部位へ適切に留置できないこと。											
異物	いぶつ	異物付着	いぶつぶちやく		異物が付着し確認されること。											
		異物混入	いぶつこんにゅう		異物が混入し確認されること。											
機能	きのう	拡張不能	かくちょうふのう		バルーン、ステントが膨らまない(展開)こと。	拡張不良	かくちょうふりょう	膨張不能	ぼうちょうふのう							
		過剰突出	かじょうとっしゅつ		内部より針、チューブ、ワイヤ等を突出させる際に、出過ぎること。	突出異常	とっしゅついじょう									
		収縮	しゅうしゅく		膨らんだ部分が意図せずに収縮すること。											
		収縮不能	しゅうしゅくふのう		膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゅうしゅくふりょう									
		挿入不能	そうにゅうふのう		ガイドワイヤ、チューブ、カテーテル、インプラントが挿入が正常にできないこと。											
		注入不能	ちゅうにゅうふのう		薬液、ガスなどが正常に注入されないこと											
		突出不能	とっしゅつふのう		内部より針、チューブ、ワイヤ等を突出させる際に、十分な突出長が得られない	突出異常	とっしゅついじょう									
		抜去不能	ばっきょふのう		留置した部位から取り去ることができないこと。また、注入した物質が抜けないこと。											
		抜去困難	ばっきょこんなん		留置した部位から取り去ることが難しいこと。また、注入した物質を抜くのが難しい。											
		空気混入	くうきこんにゅう		ライン内等に空気が混入すること											
固定	こてい	事故抜去	じこばっきょ		患者に挿入した医療機器が意図せずに抜けること。患者自身が抜去してしまう場合は、自己抜去。											
		固定不良	こていふりょう													
		抜け	ぬけ		挿入している医療機器若しくはその一部が、抜けること。											
		外れ	はずれ		接合、接続している部分が外れること。	脱転	だってん	脱落	だつらく							
		抜去	ばっきょ		患者に挿入した医療機器が挿入部から抜けること。	自然抜去	しぜんばっきょ									
		緩み	ゆるみ		接続部分、固定などが緩むこと。									1372	Loose	
形状	けいじょう	捻れ	ねじれ		チューブやコードなどが捻れた状態									1655	Twisting	
		伸び	のび		チューブ、カテーテルなどが原寸より長くなった状態。											
		曲がり	まがり		弓状に変形すること。(管状のチューブなどは、キンクまで至らない状態)	曲がり	まがり	湾曲	わんきょく	歪み	ゆがみ					
流量	りゅうりょう	過少投与	かしょうとうよ		設定した流量又は予定量に満たないこと。未投与の場合を含む。	流量異常	りゅうりょうじょう									

		血尿	けつにょう		尿中に血液が混ざること。							2558	Hematuria
		尿混濁	にょうこんだく		尿が濁ること。								
その他の事象	そのたのじょう	潰瘍	かいよう		局所性の欠損、または臓器や組織の表面の陥凹を指す。炎症性壊死組織の脱落により生じる。							2274	Ulcer
		結石	けつせき		臓器、管腔内で体液成分が沈着、蓄積したもの。								
		出血	しゅつけつ		血管からの血液の漏出。							1994	Bleeding
		疼痛	とうつう		痛み	痛み	いたみ					1738	Pain
		浮腫	ふしう		皮下組織内に組織間液が大量にたまつた状態。	むくみ	むくみ						

事務局が記入する部分

記入しない部分

団体が記入する部分

白

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は隣接構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は、その他の全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義を入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1～3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(35)
4-4-2	

資料番号	不具合用語(34)
4-4-3	

用語集名称	用語集名称読み				定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
用語集呼吸器チューブ	ようごしゃくきゅうき	ちゅーぶ												
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療器材工業会	にほんいりょうきざいこ													
適用医療機器名称 (種類)	適用医療機器名称 (一般的な名称)		JMDNコード											
医療用導管及び液体 誘導管(器51)														
	気管吸引カテーテル		10749000											
	長期的使用気管内 チューブ用カフ		14082003											
	短期的使用気管内 チューブ用カフ		14082012											
	換気用気管チューブ向 けカフ		14082022											
	長期的使用換気用気管 チューブ		14085003											
	短期的使用換気用気管 チューブ		14085012											
	コール形換気用気管 チューブ		14085022											
	非コール形換気用気管 チューブ		14085032											
	換気用補強型気管 チューブ		14085042											
	気管切開カニューレ		14089000											
	気管切開チューブ用カフ		14094000											
	気管支バルーンカテーテ ル		17827000											
	短期的使用ジェット換気 術用気管チューブ		17935002											
	長期的使用ジェット換気 術用気管チューブ		17935003											
	気管支吸引用カテーテ ル		31249000											
	チューブカフスブレッダ		31327000											
	換気用気管支チューブ		31329000											
	エアロゾル注入チューブ		32202000											
	気管内チューブカフイン フレーダ		35401000											
	再使用可能な気管内 チューブスタイルット		35402000											
	単回使用気管切開 チューブ		35404010											
	成人用気管切開チュー ブ		35404020											
	小児用気管切開チュー ブ		35404030											

		換気用捕強型気管切開チューブ		35404040																	
		気管支カテーテル		35673000																	
		短期的使用換気用レーザ耐性気管チューブ		36064002																	
		長期的使用換気用レーザ耐性気管チューブ		36064003																	
		再使用可能な気管イントロデューサチューブ		36131000																	
		酸素供給経気管カテーテル		36231000																	
		単回使用気管内チューブスタイル		37469000																	
		再使用可能な気管切開チューブ		38792000																	
		単回使用気管イントロデューサチューブ		41829000																	
		再使用可能な気管内チューブガイド		42075000																	
		単回使用気管内チューブガイド		42084000																	
		再使用可能な気道食道栓塞子		42419000																	
		単回使用気道食道栓塞子		42420000																	
		長期的使用鼻咽頭気管内チューブ		42421000																	
		短期的使用鼻咽頭気管内チューブ		42422000																	
		再使用可能な口腔咽頭気管内チューブ		42423000																	
		長期的使用口腔咽頭気管内チューブ		42424003																	
		短期的使用口腔咽頭気管内チューブ		42424012																	
		短期的使用口腔咽頭チューブ		42424022																	
		再使用可能なマウスピースコネクタ		43467000																	
		チューブ取り外し用ウェッジ		44345000																	
		単回使用マウスピースコネクタ		44545000																	
		薬物気管支注入用力カテーテル		70248000																	
		吸引用滅菌済みチューブ及びカテーテル		70249000																	
		短期的使用食道・気管用二腔チューブ		70250002																	
		長期的使用食道・気管用二腔チューブ		70250003																	
		唾液吸引チューブ		70252000																	
		新生児用口腔咽頭内吸引カテーテル		70253000																	
		気管・気管支用イントロデューザ		70254000																	
		気管切開チューブ用内筒		70255000																	
		咽頭口腔チューブ		70257000																	
		換気用気管支閉塞力カテーテル		70258000																	