

## 7. ドナー追跡調査一覧

追跡調査番号	追跡調査の種類	患者現状	調査日	①	②	③
3	3年後		2008/12/01	追跡データ	編集	
2	1年後		2006/11/27	追跡データ	編集	
1	3ヶ月後		2005/02/27	追跡データ	編集	

©2011 Ultmarc, Inc.

### ① 「追跡データ」ボタン

ドナー追跡調査の追跡データを登録時にクリックします。

「追跡データ一覧」画面に遷移します。

詳しくは「7.2 ドナー追跡調査－追跡データの登録」を参照してください。

### ② 「編集」ボタン

ドナー追跡調査情報を編集時にクリックします。

「ドナー追跡調査編集」画面に遷移します。

詳しくは「7.1 ドナー追跡調査情報の編集」を参照してください。

### ③ 「症例一覧」ボタン

「症例一覧」画面に戻るときにクリックします。

### <追跡調査情報のレコード自動生成について>

※移植日を基準として1年が経過すると、自動で1年後の追跡調査情報（追跡調査番号=1）が生成されます。「追跡調査一覧」画面に表示されます。

※自動生成の状態では、患者データが未登録のため、ビックリマークが表示されます。ビックリマークは、患者データの必須情報が登録されると表示されなくなります。

※移植日を基準として2年経過すると、2年後の追跡調査情報（追跡調査番号=2）が生成されます。

※以降、JARTRE-Wでは追跡調査情報を、追跡データの「患者予後」-「ドナーの状態」の項目が、「死亡」もしくは「不明」になるまで、1年経過するごとに生成します。

### <ビックリマーク表示について>

特定の条件に該当する場合、追跡調査一覧画面の「追跡データ」ボタンにビックリマークが表示されます。

#### ・「追跡データ」ボタン

追跡データの全ての必須入力項目が入力されていない場合に、「追跡データ」ボタンにビックリマークが表示されます。

## 7.1 ドナー追跡調査の編集

日本腎移植登録システム JARTRE-W

ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: ドナー追跡調査入力 > 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 登録

### ドナー追跡調査

追跡調査の種類\*  ← 追跡調査の種類は自動設定されます（変更不可）

調査日  ← 調査日を入力します

記入者名  ← 記入者名を入力します（ログインユーザーの担当医名が初期表示されます）

① ②

©2011 Ultmarc, Inc.

### ① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。



「レシピエント追跡調査一覧」画面に遷移します。

### ② 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。

画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

## 7.2 ドナー追跡調査ー追跡データの登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院   ログアウト   症例一覧	
ID 82 ::ドナー追跡調査・追跡データ		症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ	
追跡データ	更新日時		
ドナー予後	2012/01/14 20:36	 ①	
ドナー所見	2012/01/14 20:36	 ②	

©2011 Ultmarc, Inc.

### ① 「ドナー予後」編集ボタン

ドナー追跡調査のドナー予後情報を登録（編集）時にクリックします。

「ドナー予後情報」画面に遷移します。

詳しくは「7.3 ドナー追跡調査ードナー予後の登録」をご覧ください。

### ② 「ドナー所見」編集ボタン

ドナー追跡調査のドナー所見情報を登録（編集）時にクリックします。

「ドナー所見情報」画面に遷移します。

詳しくは「7.4 ドナー追跡調査ードナー所見の登録」をご覧ください。



## 7.3 ドナー追跡調査ードナー予後の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: ドナー予後更新    症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > ドナー予後 ▶ 追跡データ ▶ 症例一覧

※ は必須項目です。2006年02月 のドナー予後についてご記入下さい

**ドナー**

**ドナーの状態※**     生存  死亡  不明    ←ドナー状態を選択します

**生存**    ←ドナーの状態が「生存」の場合、下記項目を入力します

**今後の追跡※**     自施設で行う  他施設で行う    ←今後の追跡を選択します

**他施設**    施設名※     ←「他施設で行う」の場合、他施設の情報を入力します

                  所在地※

                  担当医※

**死亡**    ←ドナーの状態が「死亡」の場合、下記項目を入力します

**死亡日※**         ←死亡日を入力します

**原因※**     脳血管障害    ←原因を選択します

その他の中枢神経系疾患

心疾患

その他の循環器疾患

呼吸器疾患

消化器疾患

腎・泌尿器疾患

感染症

血液・造血器疾患

悪性新生物

自殺

事故

その他

不明

**不明**    ←ドナーの状態が「不明」の場合、下記項目を入力します

**最終生存確認日**         ←最終生存確認日を入力します

**予後不明の理由**     自身による来院中止  その他    ←予後不明の理由を選択します

**理由**        ←必要に応じて理由を入力します

②
①
③

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「確定」 ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。  
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」 ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。  
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」 ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。  
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- ・ 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・ 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

## 7.4 ドナー追跡調査ードナー所見の登録①

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院   ログアウト   症例一覧
ID 82 :: ドナー所見更新    症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > ドナー所見		
※ は必須項目です。 2008年11月 のドナー所見についてご記入下さい		
ドナー		
身長	<input type="text"/> cm	←身長を入力します
体重	<input type="text"/> kg	←体重を入力します
血圧*	<input type="text"/> / <input type="text"/> (収縮期* / 拡張期*)	←血圧を入力します
喫煙歴*	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←喫煙歴の有無を選択します
社会復帰状況(移植前に比べて)		
精神的*	<input type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 変化無し <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 不明	←社会的復帰状況(精神的)を選択します
身体的*	<input type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 変化無し <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 不明	←社会的復帰状況(身体的)を選択します
腎機能		
血清Cr*	<input type="text"/> mg/dl	←血清Crを入力します
シスタチンC	<input type="text"/> mg/dl	←シスタチンCを入力します
透析の有無*	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←透析の有無を選択します
疾患の有無		
高血圧*	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←高血圧の有無を選択します
降圧剤種類数*	<input type="text"/> 剤	←「有」の場合、降圧剤種類数を入力します
糖尿病	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←糖尿病の有無を選択します
血糖降下剤の使用	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←「有」の場合、血糖降下剤の使用有無を選択します
高脂血症	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←高脂血症の有無を選択します
脳血管障害	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←脳血管障害の有無を選択します
心疾患	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←心疾患の有無を選択します
肝疾患	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←肝疾患の有無を選択します
悪性腫瘍	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←悪性腫瘍の有無を選択します
その他	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←その他の有無を選択します
疾患名	<input type="text"/>	←「有」の場合、疾患名を入力します
血液検査		
血清Cr*	<input type="text"/> mg/dl	←血清Crを入力します
WBC	<input type="text"/> / $\mu$ l	←WBCを入力します
Hb	<input type="text"/> g/dl	←Hbを入力します
Ht	<input type="text"/> %	←Htを入力します
Bun	<input type="text"/> mg/dl	←Bunを入力します
シスタチンC	<input type="text"/> mg/l	←シスタチンCを入力します
TC	<input type="text"/> mg/dl	←TCを入力します
LDL-C	<input type="text"/> mg/dl	←LDL-Cを入力します
HbA1c	<input type="text"/> %	←HbA1cを入力します

## 7.4 ドナー追跡調査ードナー所見の登録②

<b>尿検査</b>		
尿中蛋白	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿中蛋白を選択します
尿中Cr定量	<input type="text"/>	←尿中Cr定量を入力します
Na	<input type="text"/> mEq/l	←Naを入力します
K	<input type="text"/> mEq/l	←Kを入力します
Cl	<input type="text"/> mEq/l	←Clを入力します
Cr	<input type="text"/>	←Crを入力します
UUN	<input type="text"/>	←UUNを入力します
尿糖	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿糖を選択します
尿ケトン	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿ケトンを選択します
尿沈渣	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿沈渣を選択します
<b>腎機能</b>		
24hCr・クリアランス	<input type="text"/> mg/min	←24hCr・クリアランスを入力します
イヌリン・クリアランス	<input type="text"/> mg/min	←イヌリン・クリアランスを入力します
<b>動脈硬化</b>		
PWV	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし	←PWVを入力・選択します。実施なしの場合はチェックします
ABI	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし	←ABIを入力・選択します。実施なしの場合はチェックします
<b>癌検診 異常の有無</b>		
胃内視鏡	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←胃内視鏡の有無を選択します
乳房撮影	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←乳房撮影の有無を選択します
便潜血	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←便潜血の有無を選択します
子宮癌検査	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←子宮癌検査の有無を選択します
腹部超音波	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←腹部超音波の有無を選択します
<b>備考</b>		
備考	<input type="text"/>	←必要に応じて備考を入力します
<input type="button" value="一時保存"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>		

②

①

③



① 「確定」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。  
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。  
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。  
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。  
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- ・ 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・ 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。



## Ⅲ. 肝移植電子登録システム(LITRE-J)

LITRE-J 肝移植症例登録システム操作マニュアル 2013年度12月版

# 操作マニュアル

2013年12月版

LITRE-J

肝移植症例登録システム

株式会社日本アルトマーク

## 目次

1. ログイン .....	4
2. 肝移植症例一覧 .....	5
3. 症例の新規登録 .....	6
4. 症例の編集 .....	7
5. 初回調査用紙 .....	8
5.1. 初回調査用紙の編集 .....	9
5.2. 初回調査用紙（レシピエント／ドナー情報）の編集 .....	10
6. 初回追加調査 .....	11
6.1. レシピエント情報／ドナー情報（生体肝） .....	12
6.1.1. レシピエント情報／ドナー情報（脳死肝） .....	13
6.2. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（生体肝） .....	14
6.2.1. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（脳死肝） .....	15
6.3. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（生体肝） .....	16
6.3.1. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（脳死肝） .....	17
6.4. 免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（生体肝） 18	
6.4.1. 免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（脳死肝） 19	
6.5. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナ ー）（生体肝） .....	20
6.5.1. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ド ナー）（脳死肝） .....	21
6.6. 肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント） .....	22
6.7. 保存（ドナー） .....	23
7. レシピエント追跡調査 .....	24
7.1. レシピエント追跡調査・調査用紙 .....	25
7.1.1. レシピエントの状態 .....	26
7.1.1.1. 肝細胞性疾患のアルコール性なし .....	26
7.1.1.2. 肝細胞性疾患のアルコール性あり .....	27

7.1.2.	免疫抑制：維持期（現在） .....	28
7.1.3.	合併症・再手術・再入院・妊娠・出産：前回調査以降のもののみ.....	29
7.1.4.	追跡時の検査値 .....	30
8.	ドナー追跡調査.....	31
8.1.	ドナー追跡調査・調査用紙 .....	32
8.1.1.	現状.....	33
8.1.2.	検査値と合併症・再手術・再入院.....	35



## 1. ログイン

肝移植症例登録システム **LITRE-J** ログイン

---

**ログイン**

ユーザー名:

パスワード:

パスワードを保存

**ログイン**

---

©2011 Ultmarc, Inc.

ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックし、ログインします。

## 2. 肝移植症例一覧

ログイン後、肝移植症例一覧が表示され、この画面から様々な操作を行います。

移植登録ID	カルテ番号 / ID	施設名	生体肝/脳死肝の別	移植日	移植後経過年月	ステータス	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
3	33333	ABC病院	脳死肝	2009-05-01	1年11ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	
2	11111	ABC病院	生体肝	2011-04-08	0ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査

- ① 3. 症例の新規登録
- ② 項目抽出 CSV ダウンロード
- ③ 一括 CSV ダウンロード
- ④ 4. 症例の編集
- ⑤ 5. 初回調査用紙
- ⑥ 6. 初回追加調査
- ⑦ 7. レシピエント追跡調査
- ⑧ レシピエント追跡調査の CSV ダウンロード
- ⑨ 8. ドナー追跡調査
- ⑩ ドナー追跡調査の CSV ダウンロード

### 3. 症例の新規登録

症例一覧画面右上メニューの「新規登録」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

肝移植症例登録システム **LITRE-J** ログイン中: 管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

肝移植症例一覧 検索 抽出項目ダウンロード 一括ダウンロード (初回・追加調査csv)

#### 肝臓移植を作成

生体肝/脳死肝の別  生体肝  脳死肝

施設名

診療科

電話番号

FAX番号

担当医名

移植肝亜区域  1  2  3  4  5  6  7  8  
 中肝静脈付き  中肝静脈なし

移植肝重量  g

移植日    
(移植日は、皮切を加えた日とする)

移植回数  初回移植  再移植  それ以上:  回目

移植登録ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/脳死肝の別	移植日 (移植日は、皮切を加えた日とする)	移植後経過年月	ステータス
見つかりませんでした						

0 個ありました

©2011 Ultmarc, Inc.

必要な項目を入力し、「作成」をクリックして、作成します。

## 4. 症例の編集

肝移植症例登録システム **LITRE-J** ログイン中: 管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

**:: 肝移植症例一覧** + 新規登録 🔍 検索 📄 抽出項目ダウンロード 📄 一括ダウンロード (初回・追加調査csv)

移植登録ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/脳死肝の別	移植日 (移植日は、皮切を加えた日とする)	移植後経過年月	ステータス
<b>LIVING_00002を更新</b> <span style="float: right;">✖</span>						
生体肝/脳死肝の別			<input checked="" type="radio"/> 生体肝 <input type="radio"/> 脳死肝			
施設名		ABC病院				
診療科		移植外科				
電話番号		03-1234-5678				
FAX番号		03-1234-5678				
担当医名		山田 一郎				
移植肝亜区域		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="radio"/> 中肝静脈付き <input type="radio"/> 中肝静脈なし				
移植肝重量		600 g				
移植日 (移植日は、皮切を加えた日とする)		2011-04-08				
移植回数		<input checked="" type="radio"/> 初回移植 <input type="radio"/> 再移植 <input type="radio"/> それ以上: <input type="text" value=""/> 回目				
<input type="button" value="更新"/>		<input type="button" value="キャンセル"/>				

1 個ありました

©2011 Ultmarc, Inc.

各項目を編集し、「更新」をクリックして、更新します。



## 5. 初回調査用紙

新規登録直後は、上記のステータスとなっています。各用紙の編集を行います。

肝移植症例登録システム <b>LITRE-J</b>			ログイン中: 管理者   ログアウト   パスワード変更   ユーザー管理   施設管理	
:: 初回調査 [ID:2 生体肝]			検索  肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙	ステータス	更新日時		
初回調査用紙	編集	2011-04-08	<input type="button" value="編集"/>	
初回調査用紙 (レシピエント/ドナー情報)	新規		<input type="button" value="編集"/>	

2 個ありました

©2011 Ultmarc, Inc.

### <ステータスについて>

各用紙について、未入力の状態（初期）が「新規」となります。

用紙の項目に、全てではない幾つかの情報を入力し、必須項目が未入力状態で一時保存した場合は、ステータスが「編集」となります。

必須項目全てが入力済みとなると、ステータスは「完了」となります。

## 5.1. 初回調査用紙の編集

肝移植症例登録システム LITRE-J ログイン中: 管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

:: 初回調査 [ID:2 生体肝] 検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙 ステータス 更新日時

**初回調査用紙** ✕

生体肝/脳死肝の別	生体肝 <small>この項目は変更できません</small>
施設名	ABC病院 <small>この項目は変更できません</small>
診療科	<input type="text" value="移植外科"/>
電話番号	<input type="text" value="03-1234-5678"/>
FAX番号	<input type="text" value="03-1234-5678"/>
担当医名	<input type="text" value="山田 一郎"/>
移植肝亜区域	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="radio"/> 中肝静脈付き <input type="radio"/> 中肝静脈なし
移植肝重量	600g <small>この項目は変更できません</small>
移植日	2011-04-08 <small>この項目は変更できません</small> <small>移植日は、皮切を加えた日とする</small>
移植回数	初回移植 <small>この項目は変更できません</small>

キャンセル

初回調査用紙 (レシビエント/ドナー情報) 新規

2 個ありました

©2011 Ultmarc, Inc.

編集可能な項目を編集し、「保存」をクリックして保存します。

## 5.2. 初回調査用紙（レシピエント／ドナー情報）の編集

肝移植症例登録システム LITRE-J ログイン ログアウト ヘルプ 検索

---

患者情報 検索 印刷 印刷範囲

患者氏名	性別	生年月日
田中太郎	男	2013-12-26

初回調査用紙 (レシピエント/ドナー情報)

**レシピエント**

イニシャル

性別  男  女

生年月日

年齢  月齢

カルテ番号/ID

既往歴 (初回調査時)

胆管障害

BA  PSC  ALagille  PFIC-1  PFIC-2  CBD  Caroli  肝内胆石  先天性胆管拡張症  その他

腫瘍性疾患

HCC  CCC  肝細胞腫  Hemangioma  Epithelioid hemangioendothelioma  他のもうひとつ

肝移植性疾患 (肝臓病)

HBV  HCV  アルコール性  AILI  NAFLD  Infantile hepatitis  Neonatal hepatitis  原因不明の肝臓病  その他

急性肝不全

HAV  
 HBV  
 HCV  
 AILI

他のもうひとつ

薬剤性  
 自己免疫性  
 原因不明  
 その他

代謝性疾患

Wilson  FAO  Oroticemia  
 OTC deficiency  CPS1 deficiency  
 Glycogen Storage Disease   
 Methylmalonic acidemia  Propionic acidemia  
 Tyrosinemia  Primary hyperoxaluria  
 その他

血管性疾患

Budd-Chiari症候群  先天性門脈閉塞症  その他

その他の疾患

Congenital hepatic fibrosis  Polycystic liver (& kidney)  慢性肝FOD: 胆管拡張症  その他

**ドナー**

イニシャル

性別  男  女

生年月日

年齢  月齢

レシピエントとドナーの情報を入力し、「保存」します。

## 6. 初回追加調査

肝移植症例登録システム LITRE-J		ログイン中: 管理者   ログアウト   パスワード変更   ユーザー管理   施設管理	
:: 初回追加調査 [ID:2 生体肝 - 11111]		検索	肝移植症例一覧へ戻る
調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	新規		<a href="#">編集</a>
移植直前の状態 (レシピエント) / 提供直前の状態 (ドナー)	新規		<a href="#">編集</a>
移植手術 (レシピエント) / 摘出手術 (ドナー)	新規		<a href="#">編集</a>
免疫抑制: 導入期 (移植後1カ月以内)、ABO不適合移植 (レシピエント)	新規		<a href="#">編集</a>
手術合併症・再手術・再入院 (レシピエント) / 術後検査値と手術合併症・再手術 (ドナー)	新規		<a href="#">編集</a>
肝細胞癌歴ありの場合 (レシピエント)	新規		<a href="#">編集</a>
保存 (ドナー)	新規		<a href="#">編集</a>

7 個ありました

©2011 Ultmarc, Inc.

記入する調査用紙の「編集」をクリックし、編集画面に遷移します。