

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行を追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語2と分けるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		6	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN ステント	えむていーじあばんすてんと												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロ	にほんいりょうきよくてくろ												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)		JMDNコード										
内臓機能代替器(器07)													
	冠動脈ステント		36035004										
	心血管用ステント		34179000										
	冠動脈用ステント		44272000										
	脳動脈ステント		70491000										
	頸動脈用ステント		45851000										
	血管用ステント		36035003										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
位置	いち												
		移動	いどう	留置位置が本来の部位から別の部位へ移動すること。装置の場合は、設置位置から移動してしまふこと。体内の目的部位へ適切に留置できないこと。	迷入	めいにくう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ばっくあうと			
		留置困難	りゆうちこんなん										
異物	いぶつ												
		密着	ゆちやく	分離しているべき組織面が機械性の組織で連続・密着すること。									
機能	まのう												
		拡張不能	かくちようふのう	バルーン、ステントが膨らまない(展開)こと。	拡張不良	かくちようふりよ							
		過剰突出	かじょうとつしゅつ	内腔より針、チューブ、ワイヤ等を突出させた部分が増加すること。拡張不良	突出異常	とつしゅついじょう							
		収縮	しゆうしゆく	膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゆうしゆくふりよ							
		収縮不能	しゆうしゆくふのう		収縮不良	しゆうしゆくふりよ							
		潤滑性低下	じゆんかつせいじか	滑り性能が低下すること	摺動性低下	じゆうどうせいじか							
		挿入困難	そうにんこんなん	ガイドワイヤ、チューブ、カテーテル、インプラントの挿入が難しいこと。									
		注入不能	ちゆうにふのう	薬液・ガスなどが正常に注入されないこと。									
		突出不能	とつしゅつふのう	内腔より針、チューブ、ワイヤ等を突出させる際に、十分な突出長が得られないこと。	突出異常	とつしゅついじょう							
		抜去不能	ばつきふのう	内腔より針、チューブ、ワイヤ等を抜去する際に、十分な加力量で製品などを吸引し、膨らんだ形状(体積が膨張した状態)にならないこと。	抜去困難	ばつきこんなん							
		閉鎖	びょうしやく	内腔より針、チューブ、ワイヤ等を突出させる際に、十分な突出長が得られないこと。	突出異常	とつしゅついじょう							
		過剰突出	かじょうとつしゅつ	内腔より針、チューブ、ワイヤ等を突出させる際に、十分な突出長が得られないこと。	突出異常	とつしゅついじょう							
気密	きみつ												
		液漏れ	えきもれ	液体が管路又は医療機器外部に漏れること。									
		空気漏入	くきこんにゆう	フィン内等に空気が入ること。	空気漏入	きくこんにゆう							
形状	けいじよう												
		捻れ	ねじれ	チューブのコードなどが捻れた状態。									
		伸び	のび	チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが伸びた状態のこと。	アンラベル								
		凹み	へこみ	医療機器の一部がへこむこと。	陥没								
		曲がり	まがり	円柱に成形すること。(管状のチューブなどは、キックまで変らない状態)	湾曲	わんきよく	歪み						
固定	こてい												
		事故抜去	じごばつきよ	患者に挿入した医療機器が原因せずに抜けること。患者自身が抜き去り、自己抜去。	自己抜去	じごばつきよ	自然抜去	しぜんばつきよ					
		抜け	ぬけ	挿入している医療機器若しくはその一部が抜けること。	抜去	ばつきよ							

外れ	はずれ			挿入されている部分が正常に位置していないこと。	脱落	だつらく							
緩み	ゆるみ			接続部分、固定などが緩むこと。整形インプラントでは、骨セメントとインプラントとの固定が緩むこと。	ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき					
使用問題	しようもんだい	誤留置	ごりゆうち	本来の固定位置でない部位に意図せず留置してしまふこと。									
		結合不全	けうごふぜん	結合部等の状態がうまく結ばれないこと。									
ダメージ	だめーじ												
		穴	あな	気密性が損ねられる状態を素子透孔のこと。管状については、樹脂材料に穴があくことなどを指す。	孔	こう	ピンホール	びんほーる					
		折れ	おれ	チューブなどの管状のものが折れ曲がること。管状では、キックの医療機器又はその部品が、壁などを貫いた(突き抜け)状態又は変形した状態に陥ることを指す。	キンク	きんく	折損	せつそん					
		貫通	かんつう	医療機器又はその部品が、壁などを貫いた(突き抜け)状態又は変形した状態に陥ることを指す。	突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう	カットアウト	かっとあうと	かつとあうと		
		亀裂	かみれつ	医療機器の本体又は一部が欠けたり、手損(たじり)状態などのこと。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
		切断	せつだん	外部的な力(負荷)等による管などがつぶすに分類されること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
		損傷	そんしやう	医療機器の本体又は一部が欠けたり、手損(たじり)状態などのこと。	割がれ	はがれ							
		剥離	はくり	層状に構成されているものの一部分が剥離すること。(コーティング層、気体、液体などが圧力により剥離するなどにより物体が破壊すること。	バースト	ばーすと							
		破裂	はれつ										
		解れ	ほつれ										
		溶出	ようしゅつ	医療機器の構成部品(原材料)のプラスチック材などの成分が溶け出すこと。									
変色	へんしよく												
		腐食	ふしよく	金属が化学反応によりさびること、又はびり状態。									
流量	りゅうりやう												
		狭窄	きょうさく	すぼまって狭いこと。カテーテル、チューブなどの内腔が何らかの原因で狭くなること。	目詰まり	めづまり							
		詰まり	つまり	管腔内に液体・ガスなどの流れが妨げられること(この場合は閉塞)。									
		閉塞	へいそく	管腔内に液体・ガスなどの流れが妨げられる場合がある。									
部品・構成部品	部品・構成部品読み	健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み								
バルーン	ばるーん	アレルギー	あれるぎー	免疫反応が、特定の抗原に対して過剰に起こること。									
ステント	すてんと	患者訴え(想訴)	かんじやうつたえ(しゆうそ)										
シリカバーカテーテル	りりかりかてーてる												
バルーン拡張ポット	ばるーんかくちやうほーと												
ガイドワイヤー	がいでわいーやー												
滅菌包装	めつじんほうさう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
アレルギー症状	あれるぎーしやうじやう	アレルギー	あれるぎー	免疫反応が、特定の抗原に対して過剰に起こること。									
患者訴え(想訴)	かんじやうつたえ(しゆうそ)												
		痛み	いたみ	不快な感覚性・情動性の体験であり、それには組織損傷を伴うものと、そのような損傷があるように表現される。									
		胸痛	きやうつう	胸部に起こる疼痛ないし不快感。	胸部不快感	きやうぶふかいかん							
		動悸	どうき	心臓の拍動が自分で感じられる状態のこと。									
		貧血	ひんけつ	血液中の赤血球数または血色素量が正常値以下に減少した状態。	貧血症	ひんけつしやう							
		めまい	めまい	目がぐるぐる回って倒れそうに感じること。									
感染症状	かんせんしやうじやう	感染症	かんせん	病原体が、体内に侵入し、正常な状態を乱すこと。	感染症	かんせんしやう							
		発熱	はつねつ										
機能性障害	まのうせいしやうがい												
		閉塞	へいそく	血管など管腔状のものが、圧迫や詰まりなどによって管腔が狭くなること。									
		呼吸困難	こきゆうこんなん	呼吸する際に、苦しさや努力感などの自覚状態を伴うこと。									
		呼吸困難	こきゆうこんなん	呼吸する際に、苦しさや努力感などの自覚状態を伴うこと。									
		心タンポナーゼ	しんたんぼなーぜ	急性心臓炎や心臓の外傷などによって、心臓とその周囲の心臓の間の心臓腔に血液や体液がたまり、心臓の収縮を妨げている状態のこと。									
		脳血管障害	のうけつかんしやうがい	脳に供給される血液の量が減少すること。									







新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造をしています。B-E列が総称で、D-E列が総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語と分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		84	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 針・注射筒	えむていーじやばんはりちゅうしやとう												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりようきてくじやけい												
適用医療機器名称(類別)		適用医療機器名称(一般的名称)	JMDNコード										
注射針及び注射筒(器43)													
		針ガード	17812000										
		単回使用ニードルリ	36187000										
		再使用可能なニードルリ	37481000										
		キャップ蓋	70227000										
		添保器用ニードルガイド	12739001										
		単回使用閉管造影用針	12739002										
		再使用可能な皮下用注	12745001										
		単回使用皮下注射用針	12745002										
		再使用可能な皮下注射	12747001										
		用針	12747002										
		再使用可能な皮下注射	12747003										
		用針	15879001										
		単回使用フィルタ付針	16266002										
		再使用可能な皮下注射	17180001										
		ポート用針	17180002										
		単回使用皮下注射ポ	30889000										
		ード用針	30890000										
		再使用可能な注射用針	35209001										
		再使用可能な注射用針	35209002										
		再使用可能な採血用針	35291000										
		単回使用採血用針	35291002										
		単回使用止血針	36076002										
		単回使用内視鏡下硬化	37462000										
		療法用注射針	37462002										
		再使用可能な吸引用針	37463000										
		再使用可能な吸引針	37463002										
		再使用可能な吸引針	37466000										
		再使用可能な吸引針	38825000										
		再使用可能な吸引針	44127010										
		再使用可能な吸引針	44127020										
		再使用可能な吸引針	44127030										
		再使用可能な吸引針	70194000										
		導入針	70195000										
		プレフィル式シリンジ用	70196000										
		吸引針	70197000										
		液用吸引針	70198000										
		単回使用管内注入用針	70199000										
		単回使用注律用針	70203002										
		通気針	70204010										
		ポート付注射針	70204020										
		プラスチックカニューレ型	70205000										
		減菌済み穿刺針	70209000										
		プラスチックカニューレ型	70210000										
		電動吸引針											
		薬液注入用針											
		経中隔用針											
		経硬膜液注入針											
医療用穿刺器、穿刺器													
及び穿孔器(器49)													

		再使用可能な閉管造影	15316001										
		キット	15316002										
		単回使用閉管造影キット	37243001										
		再使用可能な自動ラン	37243002										
		セット	37244000										
		再使用可能な自動ラン	44135000										
		セット	44136000										
		単回使用心臓吸引用針	70226000										
医療用管及び体液誘		導管(器51)											
		注射針スタレレット	13836000										
		カテーテル用針	32337000										
		挿液針	70324000										
医薬品注入器(器74)													
		子宮用注入器	15622000										
		再使用可能な頭皮静脈	35211001										
		用薬針	35211002										
		単回使用頭皮静脈用薬	35384000										
		針	70378000										
		注射筒・針用アダプタ	70378000										
		再使用可能な一般静脈	70379000										
		用薬針	70380000										
		単回使用一般静脈用薬	70380000										
		針	70380000										
		薬液調整用針	70380000										
		薬液注入用ノズル	70389000										
		プレフィル用シリンジ	70401000										
		挿込みポート用医薬品	17660001										
		注入器具	17660002										
		再使用可能な色薬注入器	35387002										
		単回使用色薬注入器											
		電動型機器接続用注											
		射筒											
整形用品(器04)		挿込み用注射筒	43989000										
注射筒(器48)													
		医薬品・ワクチン注入用	12132000										
		注射筒	13929001										
		汎用注射筒	13929002										
		汎用針付注射筒	15296000										
		血管造影用注射筒	16635000										
		注射筒キャップ	35387001										
		麻酔用注射筒	35389010										
		インスリン皮下投与用注	35389020										
		射筒	35390000										
		インスリン皮下投与用針	35391000										
		付注射筒	35904000										
		汎用洗浄用注射筒	70201001										
		ツベルゲン検査向け皮	70201002										
		下注射筒	70202000										
		精密投与皮下注射用注											
		射筒											
		検査外位置確認用ロス											
		オプレンスタンズ針なし											
		検査外位置確認ロスオ											
		プレンスタンズ用注射筒											
		ガラス注射筒											
採血又は輸血用器具(器													
56)		血液カベ吸引用器具	16785000										
		単回使用吸引針	35889000										
種復用器具(器57)													
		単回使用尖文試験用針	15679012										
		尖文試験・ワクチン用針	15679022										
		針	16286001										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
異物	いぶつ	異物混入	いぶつこんにゅう	異物が混入し確認されること。									
		異物付着	いぶつぷちやく	異物が付着し確認されること。									
		析出物	せきしゅつぶつ	析出によって表れた物質のこと。									
埋没	まのう	過剰突出	かじょうとっしゅつ	内筋より針・チューブ・ワイヤ等を突出させる際に出過ぎること。	突出異常	とっしゅついじょう							











新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成してない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		18	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 生薬器	えむていーじやばんせいしよくき												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器デプロイ協会	にほんいりょうきぎてくじやかい												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)		JMDNコード										
医用吸引器(器32)	吸引用子宮カテーテル		32655000										
医療用吸引器(器51)	吸引用子宮カテーテル		32655000										
	子宮用バルーン		12155000										
	経膣吸引用カテーテル		18105000										
	X線用子宮カテーテル		18746000										
	マニピュレーション・イン ジェクション子宮カテーテ ル		33911010										
	膣内用吸引用カテーテ ル		33911020										
	膣管造影用カテーテル		34077000										
	フクロビウス管内子宮カテーテル		34217000										
	単原液水用カテーテル		34218000										
	膣管内吸引用カテーテ ル		70335000										
	子宮頸管拡張器		70340000										
	人工授精用カテーテル		70345010										
	経膣吸引用カテーテ ル		70345020										
	子宮頸管造影用カテー テル		70350000										
医薬品注入器(器74)	子宮頸管造影剤キット		42325000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
ダメージ	だめーじ												
	穴	あな		気密性が損なわれる状態を来す通 孔のこと。整形については、樹脂 材に穴があくことを指す。	孔	こう	ピンホール	びんほーる					
	折れ	おれ		チューブなどの管状のものが折れ曲 がること。整形では、* * *のこ 医療機器又はその部品が、彎などを 負った(突き抜け)状態又は突か はひ状に損傷すること。	キック	きんく	折損	せつそん					
	貫通	かんつう		突き抜け	突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう	カットアウト	かっとうあうと			
	亀裂	かみれつ		はひひ状に損傷すること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
	切断	せつだん		外傷的な力(負荷)等による管などが 二つ以上に分かれること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
	損傷	そんしょう		包装材料の全体又は一部が欠けた り、歪曲したりした状態のこと。									
	剥離	はり		層状に構成されているものの一部が 剥がれること。(コーティング材、ラ ミネート層、塗料などが互いに剥離す るなどにより物体が損傷すること。	剥がれ	はがれ							
	破裂	はれつ			バースト	ばーすと							
異物	いぶつ												
	異物混入	いぶつこんにゆう		異物が混入し確認されること。									
	異物付着	いぶつふちやく		異物が付着し確認されること。									
機能	きのう												
	拡張不能	かくちやうふのう		バルーン、ステントが膨らまない(展 開)こと。	拡張不良	かくちやうふりよ う	膨張不能	ぼうちやうふの う					

	過剰突出	かじょうとつしゅつ		内部より針、チューブ、ワイヤ等を突 出させた部分から突出すること。	突出異常	とつしゅつじ ょう							
	収納	しゅうかく											
	収納不能	しゅうかくふのう		膨らんだ部分が収納しないこと。	収納不良	しゅうかくふ りょう							
	収納困難	しゅうかくこんなん		突出している針、チューブ、ワイヤ等 を収納器具する機構があるもので、 内部より突出させた針、チューブ、ワ イヤ等を再び医療機器内部に挿 入することが難しい状態。又は長さなど が二つ以上に分かれること。									
	滑り性能低下	じゆんかつせいでいか		滑り性能が低下すること	滑り性能低下	しゅうどうせいで いか	滑り性能低下	かつせいでい か					
	挿入困難	そうにゆうこんなん		ガイドワイヤ、チューブ、カテーテル、 インプラントの挿入が難しいこと。									
	挿入不能	そうにゆうふのう		ガイドワイヤ、チューブ、カテーテル、 インプラントが挿入が正常でない 薬液・ガスなどが正常に注入されな いこと。	スタック	すたっく							
	注入不能	ちゅうにゆうふのう											
	突出不能	とつしゅつふのう		内部より針、チューブ、ワイヤ等を突 出させる際に、十分な突出長が得ら ないこと。	突出異常	とつしゅつじ ょう							
気密	きみつ												
	液漏れ	えきもれ		液体が管路又は医療機器外部に漏 れ出すこと。									
	空気混入	くわいきんにゆう		ライン内等に空気が混入すること。	気泡混入	きぱうこんに ゆう							
	漏れ	もれ		薬液、ガスなどが管路又は医療機器 外部に漏れること。									
きょうつう	きょうつう												
	異常なし	いじょうなし		医療機器の機能(有効性等)に不具 合がないこと。									
	不明	ふめい		不具合の内容自体が分からないこと。									
形状	けいじょう												
	捻れ	ねじれ		チューブやコードなどが捻れた状態。 チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、 コイルなどが捻すより長くなった状 態。	アンラベル	あんらべる							
固定	こてい												
	事故除去	じごぼつきよ		患者に挿入した医療機器が意図せ ずに抜けると、患者自身が除去し た場合、患者自身が除去した。自己 除去。	自己除去	じごぼつきよ	自然除去	しぜんぼつきよ					
	抜け	ぬけ		挿入している医療機器が抜けるとはそ の部品が抜けるとのこと。	除去	ぼつきよ							
	外れ	はずれ			脱落	だつらく							
	緩み	ゆるみ		接続部分、固定などが緩むこと。整 形インプラントでは、骨セメントとイン プラントとの固定が緩むこと。	ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき					
使用	しよう												
	異所留置	いじょうりゅうち		目的とは異なる部位に留置すること。 意図しない組織、体液等によって吸 い込まれること。									
	吸引引	くきゅういん		本来の穿刺部位でないところを誤つ て刺してしまうこと。	針刺し	はりさし							
	誤穿刺	ごせんし		本来の留置位置でない部位に意図 せず留置してしまうこと。									
	誤挿入	ごそうにゆう		本来の留置位置でない部位に意図 せず留置してしまうこと。									
	誤注入	ごちゅうにゆう		本来の留置位置でない部位に意図 せず留置してしまうこと。									
	誤留置	ごりゅうち		本来の留置位置でない部位に意図 せず留置してしまうこと。									
流量	りゅうりょう												
	過少投与	かしょうとうよ		設定した流量又は予定量に満たな いこと。未投与の量を含む。	過小注入	かしょうちゅう にゆう	未投与	みとうよ					
	過量投与	かじょうとうよ		設定した流量又は予定量に満たな いこと。未投与の量を含む。	過剰投与	かじょうとうよ	過大注入	かだいとうよ	サイフォニング	さいふおんにんぐ			
	狭窄	きょうさく		チューブなどの内部が何らかの原因 で狭くなること。									
	注入過多	ちゅうにゆうかた		流注部分が物質が固まること。固ま ることにより液体・ガスなどの流れが 妨げられる(この場合は閉塞) 流注部分が閉塞すること。流が閉塞こと により液体・ガスなどの流れが妨げら れる場合もある。									
	詰まり	つまり											
	閉塞	へいそく											
部品・構成	部品・構成読み												
キャップ	きゃっぷ												
コネクタ	こねくた												
チューブ	ちゆうぶ												
カテーテル	かてーてる												
バルーン	ばるーん												
シリッジ	しりんじ												







新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成してない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		40	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 手術用器具	えむていーじゃばん しゆじゆつぎ												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器学会	にほんいりよくきてくじけがくかい												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)	JMDNコード											
整形用品 (器04)	頭蓋用レジジン様化合物	16131000											
	整形外科用骨セメント	35217000											
	関節看護用伸縮性スプレーサ	44267000											
	骨アプタロゲン	70507000											
医療用刀 (器34)	骨刀	12844000											
医療用鉗子 (器39)	頭部手術用クランプ	35446000											
医療用剪断器、剪断器及び乳頭 (器49)	頭蓋骨用バー	10520001											
整形用機械器具 (器58)	骨ステープルドライバ	10458000											
	ドライバ及び抽出器	11345000											
	オウル	15275000											
	皿取りドリル	16462000											
	骨タップ	17507000											
	ボーンソール	18129000											
	手術用ドリルビット	32290000											
	臨床的骨測定器	32845000											
	骨ネジスタータ	32859000											
	手術用レンチ	32871000											
	骨質自己ロックブシヤ	32878000											
	ワイヤクリンパ	32879000											
	手術用ネジ返し	33968000											
	骨用留置用手術器具	34827000											
	外科手術用クランプ	34949000											
	手術用剪断器	35090000											
	手術用ドリルビットガイド	35095000											
	再使用可能な外固定システム	35647001											
	単回使用整形外科用やすり	36167002											
	手動式手術用ドリル	36235001											
	整形外科用バー	36249001											
	手術用ドリル	37146000											
	骨用ドリル	37870001											
	骨用ドリル	37871001											
	一時の骨ホルダ	43956000											
	手動式整形外科用セメント除去器具	44597000											
	手動式整形外科用注入器	70956000											
	骨埋手術用注入器	70957000											
	再使用可能な骨埋注入器	70958001											
	骨手術用器械	70962001											
	骨手術用器械	70962001											
	関節手術用器械	70964001											
	鎖骨・肩手術用器械	70966001											

不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
機能	きのう	接続不良	せつぞくふりょう		機器本体又は部品が接続部分に障害が出る。製品間が接続できない状態								
		分解不良	ぶんかいふりょう		本来あるべき部から分解できない状態								
		樹立不良	ゆりみ		本来あるべき形に組み立てられない状態								
機能(電気)	きのう(でんき)	発熱	はつねつ		MRI装置の作用により患者等に設置されている医療機器等が発熱すること。また、医療機器本体が使用に伴って熱を帯びること。	温度上昇	おんどじょうじょう						
きょうつう	きょうつう	異常なし	いじょうなし		医療機器の機能(有効性等)に不具合がないこと。								
		不明	ふめい		不具合の内容自体が分からないこと。								
形状	けいじょう	捻れ	ねじれ		チューブやコードなどが捻れた状態。								
		伸び	のび		チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが原寸より長くなった状態。	アンラベル	あんらべる						
		凹み	へこみ		医療機器の一部がへこむこと。	陥没	かんぼつ						
		曲がり	まがり		がたに成形すること。(管状のチューブなどは、モンクまで歪まない状態)	湾曲	わんきよく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ		
		摩耗	まもう		擦り合わされた部分がすり減ること。								
固定	こてい	取り外し不能	とりはずしふのう		取り外すことができないこと。								
		外れ	はずれ		接着、接着剤、接着部が剥がれること。	脱落	だつらく						
		緩み	ゆるみ		接続部分、固定などが緩むこと。整形インプラントでは、骨セメントとインプラントとの固定が緩むこと。	ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき				
使用	しじょう	誤留置	ごりゅうち		本来の固定位置でない部位に意図せず留置してしまうこと。								
ダメージ	だめーじ	折れ	おれ		チューブなどの管状のものが折れ曲がること。整形では、**のこと	キック	きんく	折損	せつそん				
		亀裂	かみれつ		ひび割れに陥ること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく				
		接触	せつしょく		製品同士が意図せず触れること。								
		発火	はつか		装置の作動部分の摩擦熱や電気回路などのショートによって火が発生すること。液体などが付着により燃焼するなどにより物体が破壊すること。	火災	かさい						
		破裂	はれつ			バースト	ばーすと						
変色	へんしよく	腐食	ふしよく		金属が化学反応によりさびること、又変化した状態。	浸食	しんしよく						
		変色	へんしよく		色が変換すること								
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
アンブル	あんぶる												
パウチ	ぱうち												
粉末ポリマー	ふんまつぽりまー												
液体モノマー	えきたいものまー												
粉末	ふんまつ												
液剤	えきざい												
ハンドル	はんどる												
刃	や												
ヘッドホルダー	へつどほるだー												
基礎フレーム	きそふれーむ												
ヘッドフレーム	へつどふれーむ												
スライド台	すらいどだい												
ヘッドピン	へつどぴん												
ハンドレスト	はんどれすと												
ドリル	どりる												
ストッパーリング	すたっぽーりんぐ												
アタッチメント	あつちめんと												
ラベル	らべる												
滅菌包装	めつきんほうじょう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
アレルギー症状	アレルギーじょう	アレルギー	あれるぎー		免疫反応が、特定の抗原に対して過剰に起こること。								
		発赤	はっせき		皮膚や粘膜が充血して赤くなること。								







