

表 4 血清群0159直接塗抹法・免疫磁気ビーズ法によるコロニー分離結果の合計

		直接塗抹法				免疫磁気ビーズ法	
		SMAC	クロモアガーSTEC	抗生物質加SMAC	抗生物質加クロモア ガーSTEC	抗生物質加SMAC	抗生物質加クロモア ガーSTEC
キュウリ	接種：低菌数	98/123	120/120	120/123	118/120	120/120	118/120
	：高菌数	110/123	121/123	122/123	121/123	122/123	123/123
	非接種	0/117	0/30	0/109	3/33	3/76	6/36
長ネギ	接種：低菌数	72/123	120/123	120/123	120/123	118/120	122/123
	：高菌数	86/123	123/123	123/123	123/123	120/123	122/123
	非接種	0/120	0/22	0/108	0/28	0/83	1/40
合計		366/729	484/541	485/709	485/550	483/645	492/565

陽性コロニー数／釣菌したコロニー数