

表 9 血清群0148直接塗抹免疫磁気ビーズ法によるコロニー分離結果の合計

		直接塗抹法				免疫磁気ビーズ法	
		SMAC	クロモアガー STEC	抗生物質加 SMAC	抗生物質加クロモア ガーSTEC	抗生物質加 SMAC	抗生物質加クロモア ガーSTEC
キュウリ	接種：低菌数	50/123	97/112	101/123	103/116	103/123	107/120
	：高菌数	49/120	119/122	113/123	122/123	122/123	120/123
	非接種	0/108	0/31	0/117	0/32	0/97	0/41
長ネギ	接種：低菌数	13/117	16/34	37/118	34/79	49/115	49/89
	：高菌数	18/120	42/53	66/120	58/76	86/114	91/101
	非接種	0/116	0/24	0/114	0/30	2/95	0/32
合計		130/704	274/376	317/715	317/456	362/667	367/506

陽性コロニー数／釣菌したコロニー数