



*Ookaらのnested PCR法

PCR	プライマー名	プライマー配列 (5' - 3')
1st	E_al_OF	GGTCCATAATGAATCTGACTGA
	E_al_OR	CCATATGACAGGCGTAATTGAT
2nd	E_al_NF	CAGTCGATGGTTTCACCTGA
	E_al_NR	ACACCGTGCGGAAATGGCA

10⁻³~10⁻⁷をアルカリ熱抽出

Nested PCR* (*Ookaらの方法)

PCR産物を泳動、判定

図1. 鶏肉培養液中の各種濃度*E. albertii*の検出における nested PCRの感度試験のフローチャート