



図5. 鶏肉培養液中の各種濃度 *E. albertii* の検出における nested PCR 感度試験の泳動像

M: 100bp Ladder (EZ Load 100bp Molecular Rulers、バイオラッド)、
 1-5: 1st PCR、6-10: 2nd PCR、1と6: 625 cfu/PCR tube、2と7: 62.5
 cfu/PCR tube、3と8: 6.25 cfu/PCR tube、4と9: 0.625 cfu/PCR tube、5と
 10: 0.0625 cfu/PCR tube
 2% NuSieve 3:1 Agarose (ロンザジャパン) ゲル