

表7. mECおよびNmEC中での増菌培養液からのDHLおよび糖添加DHLによる
*E. albertii*分離陽性コロニー数

増菌培地	培養温度 (°C)	分離培地	PCR陽性コロニー数(%)	
mEC	37	DHL	13/96**	(14)
		糖DHL*	27/96	(28)
	42	DHL	53/96	(55)
		糖DHL	48/96	(50)
NmEC	37	DHL	24/96	(25)
		糖DHL	60/96	(63)
	42	DHL	80/96	(83)
		糖DHL	88/96	(92)

*1%ラムノースおよび1%キシロース添加DHL寒天培地

**2機関各2株で検討した合計