

血圧・脈拍

取得元	データ種別	測定場所	測定項目	集中治療学会用語集	LOINCコード	LOINC名称
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	HR [0002-4182]	1551 heart rate	8867-4	Heart rate
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	RR [0002-500a]	3034 respiration rate	9279-1	Respiratory rate
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	PULSE [0002-4822]	2929 pulse	8893-0	Heart rate Peripheral artery by palpation
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	ABP S [0002-4a15]	299 arterial blood pressure	76215-3	Invasive Systolic blood pressure
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	ABP M [0002-4a17]	2149 mean arterial pressure <MAP>	76214-6	Invasive Mean blood pressure
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	ABP D [0002-4a16]	299 arterial blood pressure	76213-8	Invasive Diastolic blood pressure
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	NIBP S [0002-4a05]	3319 systolic blood pressure	76534-7	Systolic blood pressure by Noninvasive
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	NIBP M [0002-4a07]	2150 mean blood pressure	76536-2	Mean blood pressure by Noninvasive
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	NIBP D [0002-4a06]	1078 diastolic blood pressure	76535-4	Diastolic blood pressure by Noninvasive
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	CVPs [0002-4a45]	738 central venous pressure <CVP>	60987-5	Central venous pressure (CVP) Systolic
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	CVPm [0002-4a47]	738 central venous pressure <CVP>	8591-0	Central venous pressure (CVP) Mean
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	CVPd [0002-4a46]	738 central venous pressure <CVP>	60986-7	Central venous pressure (CVP) Diastolic
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	PAPs [0002-4a1d]	2873 pulmonary arterial pressure <PAP>	8440-0	Pulmonary artery Systolic blood pressure
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	PAPm [0002-4a1f]	2873 pulmonary arterial pressure <PAP>	8414-5	Pulmonary artery Mean blood pressure
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	PAPd [0002-4a1e]	2873 pulmonary arterial pressure <PAP>	8385-7	Pulmonary artery Diastolic blood pressure
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	HR bpm	1551 heart rate	8867-4	Heart rate
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	ART(M) mmHg	2149 mean arterial pressure <MAP>	76214-6	Invasive Mean blood pressure
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	ART(S) mmHg	299 arterial blood pressure	76215-3	Invasive Systolic blood pressure
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	ART(D) mmHg	299 arterial blood pressure	76213-8	Invasive Diastolic blood pressure
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	PAP(S) mmHg	2879 pulmonary artery pressure	8440-0	Pulmonary artery Systolic blood pressure
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	PAP(D) mmHg	2879 pulmonary artery pressure	8385-7	Pulmonary artery Diastolic blood pressure
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	PAP(M) mmHg	2879 pulmonary artery pressure	8414-5	Pulmonary artery Mean blood pressure
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	NIBP(収縮期血圧) mmHg	3319 systolic blood pressure	76534-7	Systolic blood pressure by Noninvasive
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	NIBP(拡張期血圧) mmHg	1078 diastolic blood pressure	76535-4	Diastolic blood pressure by Noninvasive
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	NIBP(平均血圧) mmHg	2150 mean blood pressure	76536-2	Mean blood pressure by Noninvasive
日本光電	バイタルサイン	ICU-2	CVP(M) mmHg	738 central venous pressure <CVP>	8591-0	Central venous pressure (CVP) Mean

体温

取得元	データ種別	測定場所	測定項目	集中治療学会用語集	LOINCコード	LOINC名称
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	Tcore [0002-4b60]	935 core temperature	8329-5	Body temperature - Core
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	直腸温 [0002-e004]	2981 rectal temperature	8332-9	Rectal temperature
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	血液温 [0002-e014]	935 core temperature?	60834-9	Blood temperature
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	腋窩温 [0002-4b74]	420 axillary temperature	8328-7	axillary temperature
横浜市立大学	バイタルサイン	ICU-1	膀胱温 [0002-f0c4]	935 core temperature	8334-5	Body temperature - Urinary bladder
日本光電	バイタルサイン		TEMP °C	543 body temperature	8310-5	Body temperature